

STOELGANGSONDERZOEK



- Leeg eerst de blaas, de stoelgang mag niet vermengd worden met urine.
- De stoelgang mag ook niet in contact komen met water. Leg daarom enkele lange stukken dubbelgevouwen toiletpapier op het wateroppervlak of maak gebruik van een opvangsysteem.
- Breng met het lepeltje dat aan het dekseltje van het stoelgangspotje bevestigd is, een hoeveelheid stoelgang in het potje.
- Neem minstens de grootte van een okkernoot.
- Indien bloed of slijm in de stoelgang, selecteer deze fractie.
- Sluit het potje zorgvuldig en reinig de buitenkant.
- Breng een mutualiteitsklevertje aan op het potje (niet op het dekseltje!).
- Spoel de rest van de stoelgang door en was de handen.
- Breng het staal zo snel mogelijk naar uw huisarts; in afwachting van transport, het staal koel bewaren (in de koelkast).

