

- **Indicaties**
 - Opsporen van respiratoire virussen: RSV, influenza A en B, ...
 - Opsporen van specifieke bacteriën: Bordetella pertussis, ...
- **Werkwijze:**
 - Breng de wisser doorheen een neusgat (via de onderste neusgang) tot in de nasopharynx (± 1/2 tot 2/3 wisser).
D.m.v. een roterende beweging wordt celmateriaal overgedragen op de wisser. Patiënt begint vaak te tranen/hoesten: vraag ondertussen om te proberen om enkele malen te slikken.
 - Plaats de wisser in het transportmedium.
 - Schroef het dekseltje terug stevig op de tube.

