

IFOBT-TEST

TEST POUR DÉTECTER LE SANG DANS LES SELLES



Ne pas prélever d'échantillon pendant la menstruation.



Sortez le matériel de prélèvement du sachet.
Lisez le mode d'emploi.
Vérifiez ou notez votre nom sur l'étiquette du flacon.



Attention: vos selles ne peuvent pas entrer en contact avec de l'urine.
Si nécessaire, urinez d'abord et tirez la chasse.
Dépliez le papier de collecte et placez-le dans la cuvette des toilettes.



Récoutez vos selles. Ensuite, sortez le flacon du sachet en plastique vert et dévissez le bouchon vert avec précaution.
Un bâtonnet est fixé sur ce bouchon.



Frottez le bâtonnet 2 fois sur les selles ou piquez-le 5 fois dans les selles.
Assurez-vous qu'une petite quantité de selles reste collée au bâtonnet.



Remplacez le bâtonnet dans le flacon et appuyez jusqu'à ce que vous entendiez un clic.



Remplacez le flacon dans le sachet vert et fermez ce dernier.
Vous pouvez tirer la chasse à fin d'éliminer le papier de collecte en même temps que les selles. Le papier de collecte est biodégradable.



Remplacez le sachet vert contenant le flacon dans le sachet transparent et apportez-le au plus vite chez votre médecin généraliste! Votre médecin préviendra le laboratoire et remettra l'échantillon ainsi que le formulaire de demande complète au coursier.