

# IFOBT TEST

## OPSPOREN VAN BLOED IN STOELGANG



1  
Neem de afnameset uit het zakje.  
Lees de gebruiksaanwijzing met de instructies.  
Controleer of noteer uw naam op het etiket van het flesje.



2  
Opgelet: urine mag niet in aanraking komen met uw stoelgang.  
Indien nodig eerst plassen en doorspoelen.  
Leg het opvangpapier open in het toilet.



3  
Vang uw stoelgang op en pak het flesje uit het groene plasticen zakje.  
Draai de groene dop voorzichtig los.  
Aan de groene dop zit een staafje.



4  
Strijk 2 keer met het staafje over de stoelgang of prik er 5 keer in.  
Kijk of er een beetje stoelgang aan het staafje kleeft.



5  
Steek het staafje terug in het flesje en druk door tot je een klik hoort.



6  
Steek het flesje terug in het groene zakje en sluit dit.  
Het opvangpapier mag met de stoelgang doorgespoeld worden.  
Het is biologisch afbreekbaar.



7  
Steek het groene zakje met het flesje terug in het doorzichtige zakje  
en breng dit zo snel mogelijk naar uw huisarts!  
Uw huisarts verwittigt het labo en legt het staal en de ingevulde aanvraagbon  
klaar voor de pick-up dienst.