






STAALAFNAME SPEEKSEL MET SALIVETTE

AANDACHTSPUNTEN:

- U mag uw tanden niet poetsen 1 uur voor de staalname.
- U mag 30 minuten voorafgaand aan de staalname niet eten of drinken.
- Noteer steeds datum en tijdstip van de afname op de Salivette.

PROCEDURE:

<p>Open de stop bovenaan de Salivette en haal het wattenrolletje er uit.</p>		
<p>Kauw op het wattenrolletje en houd het zolang in de mond tot u het gevoel hebt, dat het verzamelde speeksel niet meer in de mond kan gehouden worden, normaal zijn 30 à 45 sec. voldoende.</p>		
<p>Breng het wattenrolletje terug in het hangbuisje en sluit de Salivette af met de stop. Bewaar in de koelkast tot transport?</p>		

BRENG HET AANVRAAGFORMULIER SAMEN MET HET STAAL (OF MEERDERE STALEN) NAAR UW HUISARTS VOOR TRANSPORT NAAR HET LABO.