



# CATALOGUE 2017

Produits thérapeutiques de soulagement de  
plaies de pression **PCRP**<sup>®</sup>  
Pour prévenir et guérir les plaies de pression



**PressureCareReliefProducts**<sup>®</sup>

Division Médi-Care de **CASA C.S. Inc.**

9850, Ray Lawson, Montréal, Québec, H1J 1L1

Tél: (514) 815-6877 ou sans frais: 1-844-900-7277

Télécopieur: (514) 352-3563 - Courriel: [pcrpproducts@gmail.com](mailto:pcrpproducts@gmail.com)

Site Internet: [www.pcrp-products.com](http://www.pcrp-products.com)



# Produits thérapeutiques de soulagement de plaies de pression PCRP®

Pour **PRÉVENIR** & éliminer le risque de développer des plaies de pression

## PLEIN MATELAS PCRP®



1-Épaisseur de tissu 3D avec doublure en polyvinyle et élastique aux 4 coins	○ 36x78po (91x198cm)	PCR3678A-1
--	----------------------	------------

## COUSSINET PCRP®



2-Épaisseur de tissu 3D	○ 25x36po (63x91cm)	PCR2536-2
1-Épaisseur de tissu 3D + 1-Épaisseur d'absorbant avec doublure en polyvinyle	○ 25x36po (63x91cm)	PCR2536S-1

## TAIE D'OREILLER PCRP®



1-Épaisseur de tissu 3D	○ 18x25po (46x63cm)	PCR1825-1
	○ 21x27po (53x68cm)	PCR2127-1

Pour prévenir et éliminer le risque de développer des plaies de pression, nous recommandons fortement que chaque lit soit recouvert avec notre plein matelas 1-Épaisseur (PCR3678A-1), ou du moins le lit des patients les plus à risques de développer des plaies de pression.

Notre plein matelas (PCR3678A-1) est composé d'une épaisseur de notre tissu 3D en attente de brevet mondial. Ce tissu révolutionnaire permet à l'air de circuler sous le patient, tout en maintenant la peau sèche. Notre plein matelas est doublé d'un polyvinyle hydrofuge, protégeant ainsi le patient et le matelas contre les déversements accidentels.

Dans l'éventualité de l'apparition d'une rougeur sur des patients ayant une peau délicate, notre coussinet 2-Épaisseur (PCR2536-2) peut être placé sur le plein matelas 1-Épaisseur, procurant ainsi la protection de 11.5 mm de tissu 3D (équivalente à un produit 3-Épaisseur) et offrant une importante circulation d'air sous le patient.

# Produits thérapeutiques de soulagement de plaies de pression PCRP®

Pour **TRAITER ET GUÉRIR** les plaies de pression

## PLEIN MATELAS PCRP®\*



2-Épaisseur de tissu 3D avec doublure en polyvinyle et élastique aux 4 coins	○ 36x78po (91x198cm)	PCR3678A-2
3-Épaisseur de tissu 3D avec doublure en polyvinyle et élastique aux 4 coins	○ 36x78po (91x198cm)	PCR3678A-3
4-Épaisseur de tissu 3D avec doublure en polyvinyle et élastique aux 4 coins	○ 36x78po (91x198cm)	PCR3678A-4

\* Chaque plein matelas peut être fabriqué en modèle contour avec autour, une bande ajustée en spandex épousant parfaitement le matelas (ajouter \$50 pour le contour en spandex)

## COUSSINET PCRP®\*\*



2-Épaisseur de tissu 3D avec doublure en polyvinyle	○ 30x38po (76x96cm)	PCR3038L-2
3-Épaisseur de tissu 3D avec doublure en polyvinyle	○ 30x38po (76x96cm)	PCR3038L-3
4-Épaisseur de tissu 3D avec doublure en polyvinyle	○ 30x38po (76x96cm)	PCR3038L-4

\*\* Chaque coussinet peut être fabriqué avec des ailes de chaque côté qui se rabattent sous le matelas pour bien le tenir en place (ajoutez \$25 pour les ailes)

## COUSSIN DE CHAISE PCRP®



6-Épaisseur de tissu 3D	○ 18x16po (46x41cm)	PCR1816C-6
	○ 20x16po (51x41cm)	PCR2016C-6
	○ 18x18po (46x46cm)	PCR1818C-6
	○ 20x18po (51x46cm)	PCR2018C-6
	○ 22x20po (56x51cm)	PCR2220C-6
8-Épaisseur de tissu 3D + 1-Épaisseur de doublure antidérapante	○ 18x16po (46x41cm)	PCR1816C-8
	○ 20x16po (51x41cm)	PCR2016C-8
	○ 18x18po (46x46cm)	PCR1818C-8
	○ 20x18po (51x46cm)	PCR2018C-8
	○ 22x20po (56x51cm)	PCR2220C-8

## TAIE D'OREILLER PCRP®




1-Épaisseur de tissu 3D avec doublure en polyvinyle	○ 18x25po (46x63cm)	PCR1825L-1
	○ 21x27po (53x68cm)	PCR2127L-1

Notre coussinet 2-Épaisseur (PCR3038L-2) est adapté pour guérir les plaies de pression (l'évaluation clinique a été menée avec le coussinet 2-Épaisseur).

Selon la gravité de la plaie de pression, les coussinets 3-Épaisseur (PCR3038L-3) ou 4-Épaisseur (PCR3038L-4) pourraient être plus appropriés.

# Produits de soulagement de plaies de pression **PCR<sup>P</sup>**<sup>(R)</sup>

**DONNÉES SUR NOTRE TISSU 3D  
EN ATTENTE DE BREVET MONDIAL**



## Épaisseurs de nos différents produits

- A.** 1-Épaisseur de tissu 3D - 0.15 pouces ou 4 millimètres
- B.** 2-Épaisseur de tissu 3D - 0.30 pouces ou 7.5 millimètres
- C.** 3-Épaisseur de tissu 3D - 0.45 pouces ou 11.5 millimètres
- D.** 4-Épaisseur de tissu 3D - 0.60 pouces ou 15 millimètres