

Firststream urine (voor PCR; urethritis)

- Vang de eerste 20 ml urine op in het potje:
 - De eerste portie v/d ochtendurine (bij voorkeur) *of*
 - de eerste portie v/e dagurine nadat u 2 uur voordien niet urineerde.
- Sluit het potje goed en noteer uw naam erop *of* breng de urine over in 2 Vacuette urinebuizen:
 - Verwijder de klever op het deksel
 - Neem steeds **TWEE** lege Vacuette urinebuizen, deze zijn vacuüm net zoals de buizen voor bloedafname.
 - Zet het potje horizontaal op tafel zodat het aanzuigstukje in de urine zit.
 - Prik beide urinebuizen één voor één op de rubberen naald en laat de buizen volledig -vullen.
 - Verwijder daarna de buis van het potje
 - Identificeer beide buizen
 - Gooi het urinepotje weg.



- Breng het staal zo snel mogelijk naar uw huisarts