

Karnosil

hydro-żel naprawczy z jonami srebra i karnozyną

tuba, 100 ml

Do stosowania miejscowego.

Regeneruje skórę. Pomaga utrzymać w dobrej kondycji skórę narażoną na:

- otarcia
- rany
- skaleczenia
- odparzenia
- poparzenia (w tym słoneczne)
- odleżyny.

Karnosil to aktywny **dermokosmetyk** przyspieszający regenerację skóry. Dzięki precyzyjnej, miejscowej aplikacji, hydro-żel tworzy okluzyjną warstwę, która hamuje parowanie wody i zmniejsza jej utratę przez naskórek. **Karnosil** doskonale pielęgnuje, chroni i pomaga utrzymać w dobrej kondycji skórę podrażnioną, narażoną na: otarcia, rany, skaleczenia, odparzenia, poparzenia (w tym słoneczne), odleżyny.



Aktywna formuła **Karnosilu** dzięki zawartości **jonów srebra** i **karnozyną**, skutecznie wspomaga regenerację skóry. Dzięki okluzyjnej warstwie działa niczym plaster i chroni ją przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych, a także przed czynnikami pochodzenia bakteryjnego i grzybiczego. Zawarte w **Karnosilu d-panthenol** oraz **allantoina** łagodzą podrażnienia i zaczerwienienia, redukują swędzenie, dając ukojenie i pozostawiając skórę w dobrej kondycji. Innowacyjna formuła hydro-żelu stymuluje szybką regenerację skóry. **Karnosil** jest również polecany dla diabetyków, do stosowania na skórę narażoną na uszkodzenia. Miejscowa aplikacja **Karnosilu** idealnie sprawdza się w pielęgnacji zmienionych miejsc u osób, u których często powstają odparzenia i odleżyny.

Karnosil nie zawiera alkoholu, konserwantów i silikonów. Nie zawiera dodatkowych substancji zapachowych i barwników.

SPOSÓB UŻYCIA:

Umyć ręce przed aplikacją preparatu. Oczyszczyć skórę z zanieczyszczeń, następnie nanieść miejscowo na skórę dużą ilość Karnosilu. Nie wcierać. W razie konieczności założyć bandaż lub plaster.

INFORMACJE DODATKOWE:

Nie stosować w przypadku alergii lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

SKŁADNIKI:

Aqua, Paraffinum Liquidum, Pentylene Glycol, Panthenol, Carnosine, Silver Citrate, Allantoin, Hydroxyacetophenone, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Triethanolamine, Citric Acid.

SPOSÓB PRZECHOWOWANIA:

Przechowywać w temperaturze 5-25°C.