

KAdermin krem  
Wspomaga gojenie ran  
Technologia SCX

**Wskazania:**

KAdermin Krem zaleca się stosować w leczeniu drobnych urazów, skaleczeń, oparzeń i otarć (np. zadrapań), owrzodzeń i odleżyn

KAdermin krem tworzy skuteczną barierę ochronną przed atakiem drobnoustrojów i stymuluje naturalne procesy regeneracji tkanek, przyczyniając się do szybszego gojenia się urazów

Kwas hialuronowy zapewnia prawidłowe nawilżenie mikrośrodowiska rany

Dimethicon tworzy skuteczną barierę ochronną  
Dzięki właściwościom bakteriobójczym opatentowany kompleks SCX (dwutlenek krzemu z jonami srebra i chlorheksydyną) zapewni skuteczną ochroną przeciwko zewnętrznym drobnoustrojom.

**Sposób użycia:**

1. Przed użyciem należy oczyścić skórę płynem fizjologicznym i dokładnie ją osuszyć.
2. Nałożyć cienką warstwę niezbędną do przykrycia całej powierzchni rany
3. Nie wmasowywać; Umożliwić kremowi naturalne wchłonięcie.
4. Stosować 1-2 razy dziennie

**OSTRZEŻENIA**

Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie połykać. Unikać kontaktu z oczami; w przypadku kontaktu natychmiast spłukać wodą.

Nie stosować w przypadku dzieci poniżej 3 r.ż.

Nie stosować, jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone. Nie sterylizować. Po użyciu ostrożnie nałożyć nasadkę. Nie stosować po upływie terminu ważności. W przypadku wystąpienia nietypowych reakcji skórnych należy przerwać leczenie; poinformować lekarza i producenta. Zastosowanie nie wymaga pomocy personelu medycznego.

**PRZECIWSKAZANIA:**

Nie zgłoszono przypadków przedawkowania ani interakcji z innymi lekami i substancjami leczniczymi. Nie stosować w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na składniki. Zaleca się stosować w okresie ciąży i karmienia piersią wyłącznie pod nadzorem lekarza.

**Skład:**

woda, Cetearyl Ethylhexanoate, mirystynian izopropylu, Steareth-2, Steareth -21, alkohol cetylostearylowygliceryna, panthenol, olej ze słodkich migdałów, masło Shea, SCX (dwutlenek krzemu funkcjonalizowany jonami srebra i chlorheksydyną), dimetikon, ekstrakt z liści aloesu zwyczajnego, hialuronian sodu, oliwa z oliwek, L-lizyna, L-prolina, L-leucyna, glicyna, uwodniona fosfatydylocholina, trójgliceryd kaprylowo-kaprynowy, etanol, skwalan, ceramidy  
Tuba 50 ml

KAdermin krem  
Wspomaga gojenie ran  
Technologia SCX

**Wskazania:**

KAdermin Krem zaleca się stosować w leczeniu drobnych urazów, skaleczeń, oparzeń i otarć (np. zadrapań), owrzodzeń i odleżyn

KAdermin krem tworzy skuteczną barierę ochronną przed atakiem drobnoustrojów i stymuluje naturalne procesy regeneracji tkanek, przyczyniając się do szybszego gojenia się urazów

Kwas hialuronowy zapewnia prawidłowe nawilżenie mikrośrodowiska rany

Dimethicon tworzy skuteczną barierę ochronną  
Dzięki właściwościom bakteriobójczym opatentowany kompleks SCX (dwutlenek krzemu z jonami srebra i chlorheksydyną) zapewni skuteczną ochroną przeciwko zewnętrznym drobnoustrojom.

**Sposób użycia:**

1. Przed użyciem należy oczyścić skórę płynem fizjologicznym i dokładnie ją osuszyć.
2. Nałożyć cienką warstwę niezbędną do przykrycia całej powierzchni rany
3. Nie wmasowywać; Umożliwić kremowi naturalne wchłonięcie.
4. Stosować 1-2 razy dziennie

**OSTRZEŻENIA**

Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie połykać. Unikać kontaktu z oczami; w przypadku kontaktu natychmiast spłukać wodą.

Nie stosować w przypadku dzieci poniżej 3 r.ż.

Nie stosować, jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone. Nie sterylizować. Po użyciu ostrożnie nałożyć nasadkę. Nie stosować po upływie terminu ważności. W przypadku wystąpienia nietypowych reakcji skórnych należy przerwać leczenie; poinformować lekarza i producenta. Zastosowanie nie wymaga pomocy personelu medycznego.

**PRZECIWSKAZANIA:**

Nie zgłoszono przypadków przedawkowania ani interakcji z innymi lekami i substancjami leczniczymi. Nie stosować w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na składniki. Zaleca się stosować w okresie ciąży i karmienia piersią wyłącznie pod nadzorem lekarza.

**Skład:**

woda, Cetearyl Ethylhexanoate, mirystynian izopropylu, Steareth-2, Steareth -21, alkohol cetylostearylowygliceryna, panthenol, olej ze słodkich migdałów, masło Shea, SCX (dwutlenek krzemu funkcjonalizowany jonami srebra i chlorheksydyną), dimetikon, ekstrakt z liści aloesu zwyczajnego, hialuronian sodu, oliwa z oliwek, L-lizyna, L-prolina, L-leucyna, glicyna, uwodniona fosfatydylocholina, trójgliceryd kaprylowo-kaprynowy, etanol, skwalan, ceramidy  
Tuba 50 ml