

# Kwas L-askorbinowy CZDA Witamina C czysta Stanlab suplement jakość 1 KG

## Galeria Produktu



## Opis Produktu

Kwas L-askorbinowy CZDA Witamina C czysta Stanlab suplement jakość 1 KG Kwas L-askorbinowy CZDA - Czysta Witamina C Przedstawiamy wysokiej jakości kwas L-askorbinowy o czystości 99,5%, idealny do zastosowań laboratoryjnych i suplementacji. Ten krystaliczny proszek to czysta witamina C w najlepszej formie. W zestawie: 1 kg kwasu L-askorbinowego CZDA Oryginalne opakowanie producenta Wszechstronne Zastosowanie Witaminy C Kwas L-askorbinowy to niezbędny składnik odżywczy o szerokim spektrum zastosowań. Jest kluczowy dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, wspierając układ odpornościowy i syntezę kolagenu. W przemyśle kosmetycznym, witamina C jest ceniona za swoje właściwości antyoksydacyjne i rozjaśniające skórę. Ponadto, znajduje zastosowanie w produkcji żywności jako naturalny konserwant i regulator kwasowości. Zalety Kwasu L-askorbinowego CZDA Nasz produkt wyróżnia się najwyższą czystością i jakością, gwarantując optymalne rezultaty w każdym zastosowaniu. Stanlab zapewnia niezawodność i precyzję w każdym gramie. ✓ Czystość 99,5% - gwarancja najwyższej jakości ✓ Wszechstronne zastosowanie w laboratoriach i przemyśle ✓ Idealny do

suplementacji i produkcji kosmetyków ✓ Stabilna forma krystaliczna zapewniająca długi okres przydatności Instrukcja Użytkowania Kwasu L-askorbinowego Prawidłowe stosowanie kwasu L-askorbinowego jest kluczowe dla osiągnięcia optymalnych rezultatów. Oto kilka wskazówek: Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, z dala od światła słonecznego Używać czystych, suchych narzędzi do odmierzenia W przypadku zastosowań spożywczych, rozpuścić w wodzie lub soku Dla celów kosmetycznych, stosować zgodnie z recepturą produktu Specyfikacja Techniczna Kwasu L-askorbinowego Wzór chemiczny:  $C_6H_8O_6$  Czystość: 99,5% (CZDA - czysty do analizy) Postać: krystaliczna, ciało stałe pH: około 2.2-2.5 (50g/l  $H_2O$ , 20°C) Temperatura topnienia: 189 - 192°C Gęstość: ~1,65g/cm<sup>3</sup> Dlaczego Warto Wybrać Nasz Kwas L-askorbinowy? Kwas L-askorbinowy od Stanlab to gwarancja najwyższej jakości i czystości. Nasz produkt jest idealny zarówno dla profesjonalnych laboratoriów, jak i dla entuzjastów domowych eksperymentów. Wszechstronność zastosowań, od suplementacji po kosmetykę, czyni go niezbędnym składnikiem w każdym laboratorium i domu. Wybierając nasz kwas L-askorbinowy, inwestujesz w sprawdzone rozwiązanie o udokumentowanej skuteczności i bezpieczeństwie użytkowania. Sekcja pytań i odpowiedzi Pytanie: Czy ten kwas L-askorbinowy jest odpowiedni do stosowania w kosmetykach domowej roboty? Odpowiedź: Tak, nasz kwas L-askorbinowy CZDA jest idealny do stosowania w domowych kosmetykach. Jego wysoka czystość gwarantuje bezpieczeństwo i skuteczność w preparatach do pielęgnacji skóry. Pytanie: Jak długo można przechowywać ten produkt? Odpowiedź: Przy prawidłowym przechowywaniu w suchym, chłodnym miejscu, z dala od światła, kwas L-askorbinowy zachowuje swoje właściwości przez długi czas. Zalecamy jednak zużycie produktu w ciągu 2 lat od daty produkcji dla optymalnych rezultatów. Pytanie: Czy ten kwas L-askorbinowy może być używany jako suplement diety? Odpowiedź: Tak, nasz produkt może być stosowany jako suplement diety. Jednakże, zawsze zalecamy konsultację z lekarzem lub dietetykiem przed rozpoczęciem suplementacji, aby ustalić odpowiednie dawkowanie. Pytanie: Czy produkt posiada certyfikaty jakości? Odpowiedź: Tak, nasz kwas L-askorbinowy CZDA posiada certyfikaty jakości potwierdzające jego czystość i zgodność z normami laboratoryjnymi. Stanlab gwarantuje najwyższą jakość i

bezpieczeństwo produktu.

## Parametry Techniczne

| Parametr                     | Wartość                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Producent                    | Stanlab                                      |
| Kod producenta               | witamina C CZDA laboratoryjna                |
| Nazwa odczynnika             | Kwas L-askorbinowy witamina C                |
| Nazwa                        | Kwas L-Askorbinowy 1 kg CZDA stanlab         |
| Rodzaj                       | kwasy                                        |
| Czystość                     | 99.5                                         |
| Wzór sumaryczny              | C <sub>6</sub> H <sub>8</sub> O <sub>6</sub> |
| Numer CAS                    | 50-81-7                                      |
| Numer WE                     | 200-066-2                                    |
| Gatunek                      | czysty do analizy                            |
| Pojemność                    | 1000                                         |
| Waga                         | 1000                                         |
| Waga produktu z opakowan 1.1 |                                              |
| Stężenie                     | 100                                          |
| EAN (GTIN)                   | 5902815400899                                |
| Stan                         | Nowy                                         |
| Stan opakowania              | oryginalne                                   |
| Wyrób medyczny               | nie                                          |