



duoNEX strzykawka jednorazowego użyciu 2-częściowa luer, sterylna

TD-41

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 3

data: 2019-08-05

zmiana: 2023-02-01

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- strzykawka 2-częściowa do infuzji podskórnych, domięśniowych i dożylnych
- przeznaczona do pobierania, podawania leków/płynów do pacjenta oraz pobierania próbek płynów ustrojowych od pacjenta

WŁAŚCIWOŚCI:

- linia White Line
- przezroczysty cylinder umożliwia pełną kontrolę wizualną zawartości
- biały kontrastujący tłok
- zakończenie stożkowe typu luer umieszczone centralnie dla pojemności 2 ml, mimośrodkowo dla pojemności 5, 10, 20 ml
- płynny przesuw tłoka
- kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka
- wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie, odpowiednio:
 - co 0,1ml dla pojemności 2ml
 - co 0,2 ml dla pojemności 5ml
 - co 0,5 ml dla pojemności 10ml
 - co 1ml dla pojemności 20ml
- przedłużona skala uwzględniająca 10 % rozszerzenie pojemności nominalnej
- nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczone na korpusie strzykawki
- jednorazowego użyciu
- niepirogenna, nietoksyczna
- nie zawiera ftalanów
- nie zawiera lateksu
- sterylizowana tlenkiem etylenu
- termin ważności: 5 lat
- pakowanie: 1 szt./papier-folia



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
002ML-2CZ-B	2 ml	papier-folia	100 szt.	30 x 100 szt.
005ML-2CZ-B	5 ml	papier-folia	100 szt.	24 x 100 szt.
010ML-2CZ-B	10 ml	papier-folia	100 szt.	16 x 100 szt.
020ML-2CZ-B	20 ml	papier-folia	50 szt.	16 x 50 szt.