



Podkład chłonny z superabsorbentem, niejałowy

TD-03-I.2.c-1.5

rewizja 1

data: 2024-07-08

zmiana z dnia: N/A

PRODUCENT: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl**KLASYFIKACJA** wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)**PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE**

- Wyrób medyczny jednorazowego użytku służący do pochłaniania płynów ustrojowych, które zawierają potencjalne czynniki chorobotwórcze stanowiące ryzyko zakażenia u pacjenta. W przypadku stosowania w warunkach sterylnych konieczność przeprowadzenia sterylizacji tlenkiem etylenu.

WŁAŚCIWOŚCI

- wkład chłonny pikowany
- złożony z warstw: włóknina polipropylenowa, warstwa celulozowa, pulpa celulozowa z superabsorbentem, warstwa celulozowa, folia PE
- wkład chłonny w kolorze białym
- warstwa foliowa w kolorze niebieskim
- jednorazowego użytku
- niesterylny
- okres trwałości: 5 lat
- opakowanie – zamknięty woreczek foliowy



NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	KOLOR	RODZAJ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (HANDLOWE)	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE KARTON
BT-PCS4060	40 x 60 cm	biały/ niebieski	folia	25 szt.	4 x 25 szt.
BT-PCS6060	60 x 60 cm	biały/ niebieski	folia	25 szt.	4 x 25 szt.
BT-PCS6090	60 x 90 cm	biały/ niebieski	folia	25 szt.	4 x 25 szt.