



RELAKSUJĄCE CIEPŁO

Dzięki funkcji kojącego ogrzewania, uruchamianej w dowolnym momencie, zrelaksujesz się podwójnie. W oparciu fotela znajduje się system ogrzewania węglowego podczerwonego, który sprawia, że ciepło jest optymalnie rozprowadzane i zapewnia głębokie rozluźnienie napiętych mięśni podczas masażu.

INTELIWENTNA TECHNOLOGIA MASAŻU 3D

Technologia masażu 3D zapewnia najpełniejsze doznania i najwyższy poziom relaksu. Złożony, zaawansowany mechanizm masujący daje poczucie prawdziwego masażu, wykonywanego ludzkimi dłońmi. Poczuj głębię i skuteczność masażu, wykonywanego przez AlphaSonic III.

UCISKANIE ŁYDEK I REFLEKSOLOGIA STÓP

Masaż ugniatający łydki i refleksologiczny stóp stanowią część bogatego repertuaru fotela masującego AlphaSonic III. łydki masowane są za pomocą masażu uciskowego, wykonywanego przez system poduszek powietrznych oraz przez roller, opracowujący mięsień techniką rolowania.

W przypadku stóp masaż oddziałuje na łuk stopy i piętę, dzięki czemu po dłuższym staniu, chodzeniu czy bieganiu stopy mogą się całkowicie zrelaksować. AlphaSonic III posiada dodatkową funkcję tzw. masażu skrobącego.

POCZUJ STAN NIEWAŻKOŚĆ DZIĘKI FUNKCJI ZERO-G!

Wykorzystując zaawansowaną technologię Zero-Gravity, AlphaSonic III przenosi całe twoje ciało w stan nieważkości. W tej pozycji twoje serce, nogi i plecy znajdują się w jednej linii. Dzięki optymalnemu rozłożeniu ciężaru szybko się zrelaksujesz i uwolnisz się od stresu.




Smartfony obsługujące funkcję NFC można ładować za pomocą ładowarki indukcyjnej, wbudowanej w posłokietnik fotela **AlphaSonic III**.

**MAXIMUM
WELLNESS COMFORT
FOR YOUR HOME.**




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymiary (złożony)	142 x 82 x 124 cm
Wymiary (rozłożony)	179-204 x 82 x 90 x cm
Waga	113 kg
Zasilanie	220-240V ~ 50/60Hz
Moc znamionowa	150 W
Automatyczny czas pracy	20 minuty
braintronics®	21 minuty
Certyfikaty	



Szerokość wewnętrzna siedziska 53 cm
Szerokość rozstawu poduszek ramiennych 58 cm

DOSTĘPNE KOLORY



Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn | Germany
www.casada.com

ALPHASONIC III

3D FOTEL MASUJĄCY

time to relax



WŁAŚCIWOŚCI



BRAINTRONICS®

Technologia braintronics® synchronizuje fale mózgowe przy pomocy audiostymulacji. Jej połączenie ze specjalnie zaprojektowanym programem masażu pozwala zrelaksować zestresowane ciało. Możesz się rozluźnić, uczyć się lub śnić – wszystko jest możliwe.

Sluchawki dodatkowo dostępne



WALKOWANIE

Walkowanie to przjemny ruch, powodujący naprzemiennie napięcie i rozluźnianie mięśni, który kojąco działa na organizm. Ta technika stosowana jest zazwyczaj na koniec masażu, aby rozluźnić mięśnie oraz w celach regeneracyjnych.



UGNIATANIE

Skóra i mięśnie są ściskane i ugniatane pomiędzy kciukami a palcami wskazującymi obu dłoni – mechanizm masujący realizuje tę technikę, skutecznie łagodząc napięcia mięśniowe.




KOMPRESJA POWIETRZNA

Poduszki powietrzne są naprzemiennie pompowane i opróżniane – ten pompujący ruch pobudza naturalne odruchy mięśni. Ta technika masażu ma szczególnie dobroczynny wpływ na okolice łydek i stóp.



OGRZEWANIE WĘGŁOWE PODCZERWONE

Włókna węglowe są elastyczne, a przez to niezwykle wytrzymałe. Doskonale przewodzą ciepło, przy czym same nie nagrzewają się do wysokich temperatur. Emitowane w ten sposób ciepło przenika ludzkie ciało, rozluźniając najgłębsze warstwy mięśni.



UGNIATANIE + OSTUKIWANIE (DUAL ACTION)

Połączenie dwóch technik masażu – ugniatania i ostukiwania, pozwala na jednoczesne złagodzenie napięcia i pobudzenie krążenia.



OSTUKIWANIE

Ostukiwanie to seria krótkich ruchów, wykonywanych krawędzią dłoni, otwartą dłońią lub pięścią. Technika ta, dokładnie naśladowana przez mechanizm masujący, poprawia ukrwienie skóry i łagodzi napięcie mięśniowe. Wykonywana na wysokości płuc ułatwia odkrztuszenie wydzieliny z płuc.




WALKOWANIE STÓP

Rolki do stóp pobudzają zakończenia nerwowe zlokalizowane na stopach, a odpowiedzialne za pracę poszczególnych organów wewnętrznych oraz wpływają rozluźniająco na mięśnie.



KSZTAŁT „L”

Fotel realizuje głęboki, pełny masaż na odcinku od szyi do pośladków.



LINIA-S

Dzięki specjalnemu wyprofilowaniu mechanizmu, głowice masujące pracują bardzo blisko ciała, masując całe plecy aż do pośladków. Kształt mechanizmu naśladuje naturalne wygięcie kręgosłupa.



OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

Fotel rozkłada się, wysuwając mechanizm do przodu, dzięki czemu nie potrzebuje dużej przestrzeni z tyłu – wystarczy postawić go w odległości 5 cm od ściany. Kompaktowe rozwiązanie, zapewniające komfort użytkownika!



ZERO GRAWITACJI

Ta technika stworzona została na potrzeby astronautów. Pozycja „Zero-G” redukuje ucisk na kręgosłup, odciążając go całkowicie.




PROGRAM AUTOMATYCZNY

Specjalnie zaprojektowane programy masażu całego ciała, wykorzystujące różnorodne techniki masażu. Dodatkowo można uruchomić funkcję ogrzewania.



ZAPAMIĘTYWANIE

Używając tej inteligentnej funkcji, fotel zapamiętuje dokładnie ulubione ustawienia masażu i rozpoczyna go bez skanowania.



CAŁE PLECY

Użycie tej technologii pozwala na dokładne wymasowanie całych pleców – niezależnie od ich gabarytów.




POPRAWA KONDYCJI STAWÓW

Ta funkcja polega na delikatnym rozciąganiu, połączonym z uciskiem. Stymuluje ona chrząstki w stawach kolanowych, które zaczynają lepiej przyswajać płyn i składniki odżywcze. Poprawia również ukrwienie całych nóg.




DOPASOWANIE PODNÓŻKA

Podnóżek może być wyciągnięty, co pozwala na jego dostosowanie do wzrostu użytkownika.



DOPASOWANIE PODUSZKI

Wrazie konieczności podwójna poduszka redukuje intensywność masażu karku i barków.



POZYCJA LEŻĄCA

Ta funkcja ma na celu regulację pozycji oparcia i podnóżka, dla zapewnienia maksymalnego komfortu użytkownika.



DOPASOWANIE RAMION

Regulacja głowic masujących góra / dół w obszarze ramion.



INTENSYWNOŚĆ KOMPRESJI

Regulacja intensywności masażu poduszkami powietrznymi.



OBZAR MASAZU KOMPRESYJNEGO

Masaż kompresyjny całego ciała. Różne obszary masażu wybierane są indywidualnie.



ROZCIĄGANIE PLECÓW

Masaż skoncentrowany na rozciąganiu podusza ciała i ma ożywczy wpływ na cały organizm.



MASAŻ 3D

Podczas stosowania tej techniki robot masujący porusza się nie tylko do góry i w dół, ale także do przodu i w tył.



SHIATSU

Shiatsu (uciskanie palcami) to technika lecznicza, wywodząca się z Japonii. Masaż shiatsu polega na płynnym, delikatnym i rytmicznym ruchu rozciągającym – rotacyjnym. Jego celem jest stymulowanie poszczególnych partii ciała i pobudzenie mięśni.



MASAŻ RAMION

Punktowy masaż ugniatający ramię / karku ma wspaniały wpływ na wszelkie dolegliwości w tym obszarze.



ROZCIĄGANIE TALII

Poduszki powietrzne w dolnym obszarze pleców realizują o delikatne rozciąganie miednicy. Działa świetnie na napięcie.



MASAŻ PUNKTOWY

Głowice masujące mogą masować dowolnie wybrany punkt.



PRĘDKOŚĆ

Regulacja prędkości masażu.



SZEROKOŚĆ

Regulacja odległości pomiędzy głowicami masującymi (wąska – średnia – szeroka).




MUZYKA

Funkcja muzyki potęguje uczucie relaksu podczas masażu.



BLUETOOTH

Bluetooth – bezprzewodowa transmisja danych.



PUNKTY AKUPRESURY

Masaż kluczowych punktów akupresury.



REFLEKSOLOGIA

Masaż stref refleksologicznych regeneruje mięśnie stóp oraz harmonizuje pracę wszystkich organów wewnętrznych.



UCZUCIE MASAZU DŁONIAMI

Specjalnie zaprojektowane głowice masujące imitują ruchy dłoni masażysty. Maksymalny kąt nachylenia fotela wynosi 41 stopni, a obszar rozciągania – aż 6,5 cm. Takie parametry fotela, że masaż odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowego będzie skuteczny niemal tak samo, jak masaż manualny.



SZYBKI DOSTĘP

Dzięki funkcji szybkiego dostępu znajdującej się w boczku fotela możliwe jest sterowanie najważniejszymi funkcjami urządzenia.



ZAAWANSOWANY SYSTEM SKANOWANIE CIAŁA

Przed rozpoczęciem masażu fotel masujący skanuje ciało, by wykryć obszary karku i pleców oraz zapewnić odpowiedni nacisk podczas masażu. Zastosowana technologia pozwala na ustalenie pozycji barków i pozwala na je po zakończeniu skanowania.



KONTROLA GŁOSU

Użyj sterowania głosowego, aby aktywować wybrane funkcje.



LADOWARKA BEZPRZEWODOWA

Funkcja bezprzewodowego ładowania NFC.



MAGNETOTERAPIA

Poduszki kompresyjne podłokietników posiadają wbudowane pola magnetyczne na wysokości dłoni.



UGNIATANIE LYDEK

Funkcje masażu ugniatającego oraz uciskania poduszkami powietrznymi zapewniają, że wszelkie napięcia mięśni nóg, spowodowane np. długimi okresami stania, zostają rozluźnione.

braintronics®


brainwave stimulation system

Ludzki mózg to złożony organ, składający się z milionów małych komórek nerwowych, zwanych neuronami. Każda komórka nieustannie wytwarza impulsy elektryczne. Każda myśl, każdy dźwięk i każde wrażenie – wszystko jest przekazywane właśnie za pomocą impulsów elektrycznych. Można powiedzieć, że elektryczność to język mózgu. Impulsy elektryczne mogą zostać wykryte i zobrazowane np. za pomocą EEG. Na wykresie wyraźnie widać, że tworzą one wzór fali – to właśnie są tak zwane fale mózgowe.

Dzięki technologii braintronics®, łączącej stymulację dźwiękową i prowadzoną medytację z kojącym masażem, fale mózgowe mogą być stymulowane w taki sposób, by mózg osiągnął pożądany stan relaksacji. Jeśli chcesz trwale poprawić swój poziom koncentracji lub po prostu marzysz o głębokim relaksie i chwili wytchnienia – wszystko to jest możliwe z fotelem do masażu marki Casada.



ALPHASONIC III



Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play