

Aby zmierzyć wielkość łapki psa, wykonaj poniższe kroki:

**1. Przygotowanie:**

Przygotuj linijkę, miarkę krawiecką lub kawałek papieru i długopis. Możesz też użyć prostego kartonu lub papieru, na którym odrysujesz kształt łapki.

**2. Zabezpiecz psa:**

Upewnij się, że pies stoi stabilnie na płaskiej powierzchni i nie jest zestresowany. Jeśli pies nie chce współpracować, możesz poprosić kogoś o pomoc w uspokojeniu go.

**3. Pomiar szerokości łapki:**

- Przyłóż linijkę do najszerszego miejsca łapki, gdzie znajdują się poduszki palców.
- Zmierz od lewej do prawej strony.

**4. Pomiar długości łapki:**

- Umieść łapkę psa na kartce papieru i delikatnie naciśnij, aby rozszerzyć poduszki palców, tak jak to się dzieje podczas chodzenia.
- Odrysuj kontur łapy.
- Zmierz od końca najdłuższego pazura do tylnej krawędzi poduszki głównej.

**5. Pomiar obwodu:**

Jeśli potrzebujesz zmierzyć obwód, np. do zakupu butów dla psa:

- Owiń miarkę krawiecką wokół najszerszej części łapki.
- Zanotuj wynik.

**6. Uwzględnienie pazurów:**

Upewnij się, że pazury również są brane pod uwagę, jeśli pomiar jest do obuwia lub ochrony łap.

Dokładne pomiary pomogą wybrać odpowiedni rozmiar obuwia, ortez czy ochraniaczy dla psa.



Wybierz odpowiedni  
rozmiar bucików:

| Rozmiar | Szerokość | Długość |
|---------|-----------|---------|
| S       | 2,5 cm    | 6 cm    |
| M       | 3 cm      | 7,5 cm  |
| L       | 3,5 cm    | 9 cm    |