


Steriwund

Cover

Wata opatrunkowa

Karta produktu



Zgodność z europejskim Rozporządzeniem 2017/745 - Klasa I niesterylna.

Przewidziane zastosowanie

Wata opatrunkowa składana jest przeznaczona do opatrywania ran, wchłaniania płynów i wysięków na powierzchni ciała.

Skład

100% bawełna

50% wiskoza 50% bawełna

Kolor

biały

Zapach

bezzapachowy

PH

100% bawełna: 4,4 - 8,2

50% wiskoza 50% bawełna: 4,4 - 8,2

Steriwund

Cover

Wata opatrunkowa

Karta produktu

Czas tonięcia

100% bawełna: maximum 10 sekund

50% wiskoza 50% bawełna: maximum 10 sekund

Zdolność absorpcyjna

100% bawełna: maximum 23 g/g

50% wiskoza 50% bawełna: maximum 20 g/g

Zawartość wilgoci

100% bawełna: maximum 11%

50% wiskoza 50% bawełna: maximum 11%

Okres ważności

Jest umieszczony na opakowaniu i wynosi 5 lat.

Opakowanie

Zewnętrzne: worek foliowy

Transportowe: karton

Przechowywanie i gospodarka odpadami

Wyrób transportować i przechowywać w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczającym przed zabrudzeniem, uszkodzeniem mechanicznym, zamoczeniem oraz wpływem czynników atmosferycznych. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Zastosowane oznakowanie



Wata opatrunkowa

Karta produktu

Waga

Dla danego produktu.

50 g	100% bawełna	50 g	50% bawełna	50% wiskoza
100 g	100% bawełna	100 g	50% bawełna	50% wiskoza
200 g	100% bawełna	200 g	50% bawełna	50% wiskoza
500 g	100% bawełna	500 g	50% bawełna	50% wiskoza
1 kg	100% bawełna	1 kg	50% bawełna	50% wiskoza

Ilość w opakowaniu zbiorczym

Dla danego produktu.

50 g	100% bawełna	50% 50% miks	100 opakowań
100 g	100% bawełna	50% 50% miks	50 opakowań
200 g	100% bawełna	50% 50% miks	25 opakowań
500 g	100% bawełna	50% 50% miks	14 opakowań
1 kg	100% bawełna	50% 50% miks	6 opakowań

Steriwund

Cover

Wata opatrunkowa

Karta produktu

Kod produktu

Dla danego produktu.

50 g	100% bawełna	1019
-------------	---------------------	-------------

100 g	100% bawełna	1025
--------------	---------------------	-------------

200 g	100% bawełna	1380
--------------	---------------------	-------------

500 g	100% bawełna	1412
--------------	---------------------	-------------

1 kg	100% bawełna	1438
-------------	---------------------	-------------

50 g	50% bawełna	50% wiskoza	1367
-------------	--------------------	--------------------	-------------

100 g	50% bawełna	50% wiskoza	1170
--------------	--------------------	--------------------	-------------

200 g	50% bawełna	50% wiskoza	1029
--------------	--------------------	--------------------	-------------

500 g	50% bawełna	50% wiskoza	1031
--------------	--------------------	--------------------	-------------

Wata opatrunkowa

Karta produktu

Możliwość sterylizacji

Opakowanie, w którym wata jest dostarczana, nie nadaje się do sterylizacji. Produkt można sterylizować na własną odpowiedzialność w urządzeniach i w opakowaniach przeznaczonych do sterylizacji parą wodną lub suchym powietrzem zgodnie z wytycznymi poniżej:

od 1 °C do 125 °C - minimalnie 1 minuta, maksymalnie 20 minut

od 126 °C do 140 °C - minimalnie 1 minuta, maksymalnie 10 minut

Producent

Steriwund s.r.o.
Lidická 43/886, 736 01 Havířov
Česká republika
www.steriwund.cz

Dystrybutor Polska

Steriwund sp. z o.o.
Mleczna 73, 43-400 Cieszyn
Polska
www.steriwund.pl