

WODOROW/WODA.PL
HYDROGEN WATER

WodorowaWoda.pl to Polska marka będąca liderem w kwestii filtracji molekularnej wody oraz nasycania jej terapeutycznym wodorem. Dostarczamy rozwiązania wyłącznie najwyższej jakości. Jesteśmy firmą pasjonującą się zdrowiem i innowacjami, a także promujemy troskę o środowisko naturalne i zasoby naszej planety. Dążymy do zapewnienia naszym Klientom krystalicznie czystej, zdrowej wody, która działa prozdrowotnie, wspiera codzienne funkcjonowanie oraz poprawia samopoczucie.

FILTRUJĄCE WKŁADY WYMIENNE DO URZĄDZENIA H2 CARE



SEKCJA FILTRACJI WSTĘPNEJ

WKŁAD PP
WYMIANA CO:
~12 MIESIĘCYWKŁAD CTO
WYMIANA CO:
~12 MIESIĘCY

UWAGA!

Jakość wody zasilającej stację wodorową H2 CARE oraz ilość zużycia wody, może determinować częstszą wymianę sekcji filtrów wstępnych (PP+CTO)) według wskazań urządzenia.

SEKCJA NASYCANIA WODY WODOREM

WKŁAD ORP
WYMIANA CO:
~12 MIESIĘCYWKŁAD ORP
WYMIANA CO:
~12 MIESIĘCY

UWAGA!

Kluczowym dla osiągnięcia optymalnych parametrów dla wody wodorowej, jest regularna wymiana wkładów (ORP) według wskazań urządzenia H2 CARE.

SEKCJA FILTRACJI MOLEKULARNEJ

MEMBRANA
OSMOTYCZNA RO
WYMIANA CO:
~24 MIESIĄCE

UWAGA!

Kluczowym dla osiągnięcia optymalnych parametrów dla wody wodorowej, jest regularna wymiana membrany osmotycznej (RO), według wskazań urządzenia H2 Care.

UWAGA!

Podane poniżej czasookresy wymiany wkładów filtracyjnych mają charakter orientacyjny i służą wyłącznie jako parametr odniesienia.

WODOROW/WODA.PL
HYDROGEN WATERAQUABOX POLAND SP. Z O.O.
ul. Wapiennikowa 39A
25-105 KielceKONTAKT SIEDZIBA GŁÓWNA:
e-mail: biuro@wodorowawoda.pl
biuro: +48 573-90-90-30CENTRUM SERWISOWE
ul. Kościuszki 18/22
25-310 KielceKONTAKT SERWIS:
e-mail: serwis@wodorowawoda.pl
serwis: +48 573-90-90-40