


Wkłady do maszynek Fusion ProGlide (4 sztuki)



Czas wysyłki: 1 dzień roboczy

Producent: Guangzhou Aldo Tech Co., Ltd

Opis produktu

Zamienne ostrza do maszynek do golenia kompatybilne z systemem Fusion5 ProGlide.

Składniki

PEG-115M, PEG-7M, PEG-100, Silica, Paraffinum Liquidum, Tocopheryl Acetate, Pentaerythryl Tetra-Di-T-Butyl Hydroxyhydrocinnamate, Tris(Di-T-Butyl)Phosphite, Aloe Barbadensis Leaf Juice, BHT, Glycol

Marka

Guangzhou Aldo Tech

Cechy

Jeszcze dokładniejsze golenie i większa gładkość na dłużej*. Wkłady kompatybilne z maszynkami **Fusion5 ProGlide** wyposażone są w **5 ultracienkich ostrzy zmniejszających tarcie** (*w porównaniu z Mach3), zapewniających jeszcze lepszy poślizg. 1 ostrze = 20 użyć.

Każde ostrze wymienne zapewnia **maksymalny komfort i dokładność golenia** nawet do 20 razy. Pasek nawilżający **Lubrastrip z dodatkiem Aloe Vera i olejku mineralnego** zapewnia jeszcze lepszy poślizg maszynki i ochronę skóry przed podrażnieniami.

Konstrukcja ostrzy dostosowuje się do konturów twarzy, zapewniając precyzyjne i komfortowe golenie.

Opis alternatywny

Opis od dostawcy: Zamienne ostrza do maszynek do golenia kompatybilne z systemem **Fusion5 ProGlide**.

Opis produktu

Uzyskaj jeszcze dokładniejsze golenie i uczucie gładkości na dłużej dzięki **ostrzu wymiennemu kompatybilnemu z systemem Fusion5 ProGlide**. Wyposażone w **pięć ultracienkich ostrzy zmniejszających tarcie** oraz ulepszony pasek **Lubrastrip z dodatkiem Aloe Vera i olejku mineralnego**, który zapewnia nawilżenie i wyjątkową gładkość golenia.

Obawiasz się, że rączka Twojej maszynki Gillette nie będzie pasować?

Wszystkie **ostrza kompatybilne z Fusion5 ProGlide** pasują do wszystkich rączek maszynki **Gillette Fusion5 oraz Fusion5 ProGlide**.

Każde ostrze wymienne zapewnia komfortowe golenie nawet przez **dwa tygodnie**, umożliwiając dostosowanie golenia do Twoich potrzeb i optymalne wykorzystanie ostrza.

Kontakt

Guangzhou Aldo Tech Co., Ltd

No.72 Biological pharmaceutical factory, Huajing New town, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, 510630, CN

e-mail: 86685757@qq.com

telefon: 008613421292498

Rodzaj przechowywania

Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Kraj

Kraj pochodzenia: Chiny

Zapakowano w: Chiny

Rodzaj opakowania

Typ: Flow-pack