

Nadmuchiwany Kołnierz Ortopedyczny Orteza Szyjna Ulga W Bólu Rehabilitacja



Dane techniczne

- **Nazwa produktu:** Nadmuchiwany kołnierz ortopedyczny na szyję / Orteza trakcyjna szyjki
- **Typ produktu:** Urządzenie do trakcji szyjnej
- **Konstrukcja:** Nadmuchiwana, trójwarstwowa → **Materiał:** Flokowana wewnętrzna wkładka PVC
- **Dostępne kolory:** Szary, ciemnoniebieski
- **Wymiary:** 9,61 x 5,16 x 2,56 cala
- **Waga:** 0,48 (jednostka nie podana, prawdopodobnie kg)
- **Wysokość po napompowaniu:** 21 cm
- **System zamykania:** Paski na rzepy z regulacją obwodu
- **Metoda napełniania:** Wbudowana pompka powietrza
- **Kontrola napełnienia:** Zawór sterujący (przesuwany góra-dół)
- **Zalecany czas stosowania:** 15-20 minut, 2 razy dziennie
- **Zalecany okres początkowy:** Pierwsze dwa tygodnie regularnej terapii
- **Metoda czyszczenia:** Czyszczenie punktowe
- **Zabezpieczenia:** Potrójny system zapobiegający wyciekom powietrza