

Care by Höveler Kühlgel - żel chłodzący pielęgnuje i chłodzi cały układ mięśniowo-szkieletowy. Głęboko skuteczny relaks dla mięśni, ścięgien i więzadeł - szczególnie przydatny po zwiększonym wysiłku.

Aplikacja:

Höveler Care Kühlgel - żel chłodzący można stosować zarówno na suche jak i mokre nogi konia. Höveler Care - żel chłodzący może być stosowany profilaktycznie lub w przypadku wystąpienia ostrych stanów zapalnych. Stosowanie zapobiegawcze wykonać natychmiast po wysiłku w celu przyspieszenia regeneracji nóg konia. Przy wystąpieniu ostrego stanu zapalnego aplikacja może być wykonana do 3 razy dziennie. Aby poprawić efekt, żel chłodzący należy wmasować w mokrą i już schłodzoną nogę konia. Nie nakładać na otwarte rany!

Produkt pochodzenia roślinnego

Nie zawiera substancji dopingowych

Do użytku zewnętrznego!

Opakowanie:

Butelka 500 ml z nasadką do pompki

Składniki określające zagrożenie na etykiecie:

Alkohole N.A.G

Alkohole N.A.G Etanol – Izopropanol

VG III (<5 l)

Ostrzeżenie o zagrożeniach:

Ciecz i opary łatwopalne.

Powoduje silne podrażnienie oczu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

Trzymać z dala od dzieci.

Trzymać z dala od ciepła, gorących powierzchni, iskiei, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu

Nie palić

W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI

Płukać delikatnie wodą przez kilka minut

Jeśli to możliwe, usuń założone soczewki kontaktowe

Kontynuuj płukanie

Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

Opróżnij zawartość/opakowanie w celu utylizacji odpadów.