

📄 Karta produktu – ROWEREK REHABILITACYJNY ROTOR 2w1 z ekranem LCD

🔧 Opis ogólny:

Kompaktowy rowerek rehabilitacyjny przeznaczony do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych – idealny do użytku domowego, rehabilitacji oraz profilaktyki zdrowotnej.

Wyposażony w regulację oporu i czytelny wyświetlacz LCD, umożliwia komfortowy i bezpieczny trening zarówno nóg, jak i rąk.

⚙️ Specyfikacja techniczna:

- ✅ Model ROTOR 2w1 + ekran LCD
- ⚙️ Rodzaj Mechaniczny, nieskładany
- ⚙️ Zasilanie 1× bateria AAA (brak w zestawie)
- 🔧 Materiał Tworzywo ABS
- 🕒 Programy pomiarowe CNT / TIME / CAL / RPM / SCAN
- 🔧 Regulacja oporu Tak – płynna pokrętłem
- 🔧 Paski stabilizujące Tak – regulowane
- ⚙️ Antypoślizgowa podstawa Tak
- 👤 Maksymalne obciążenie do 130 kg
- 📏 Wymiary urządzenia 40,5 × 35 × 19 cm
- 🔧 Waga ok. 3,3 kg

✳️ Funkcje ekranu LCD:

- CNT – liczba obrotów
- TIME – czas trwania ćwiczeń
- CAL – spalone kalorie
- RPM – obroty na minutę
- SCAN – automatyczne przełączanie informacji

🧠 Zastosowanie:

- ✓ Rehabilitacja pourazowa i poszpitalna
- ✓ Ćwiczenia wspomagające krążenie i sprawność mięśni
- ✓ Trening dla osób starszych
- ✓ Profilaktyka przy pracy siedzącej
- ✓ Wzmacnianie ramion, ud, pośladków, brzucha

🍀 Korzyści z użytkowania:

- ✅ Wspiera poprawę kondycji i wydolności organizmu
- ✅ Pomaga redukować stres i napięcie
- ✅ Wzmacnia mięśnie i wspiera krążenie
- ✅ Pomaga w spalaniu kalorii i utrzymaniu zdrowej wagi
- ✅ Poprawia samopoczucie i jakość snu

👉 Sposób użycia:

1. Ustaw rotor na stabilnej powierzchni (podłoga lub stół)
2. Umieść stopy lub dłonie na pedałach
3. Zapnij paski dla lepszej stabilności
4. Ustaw opór i rozpocznij trening
5. Obserwuj swoje postępy na ekranie LCD

🧼 Czyszczenie i konserwacja:

- Przetrzyj wilgotną ściereczką po każdym użyciu
- Nie zanurzać w wodzie
- Nie używać agresywnych detergentów
- Przechowywać w suchym miejscu

⚠️ Uwagi:

- Produkt nie jest wyrobem medycznym
- Nie stosować jako substytutu rehabilitacji klinicznej
- Przed rozpoczęciem treningów skonsultuj się z lekarzem, jeśli masz przewlekłe schorzenia

✅ W zestawie:

- Rowerek ROTOR 2w1
- Instrukcja obsługi
- Oryginalne opakowanie