

Label Killer


Preparat do usuwania etykiet, stworzony z myślą o profesjonalistach oraz pasjonatach czystości. Label Killer umożliwia łatwe i skuteczne usuwanie etykiet, kleju oraz trudnych plam z różnych powierzchni. Idealny do czyszczenia sprzętu biurowego, AGD oraz urządzeń w punktach obsługi klienta. Dzięki delikatnej formule jest bezpieczny dla większości powierzchni, zapewniając skuteczność bez ryzyka uszkodzeń.

Cechy produktu:

- ✓ wysoka skuteczność w usuwaniu etykiet i kleju,
- ✓ zmywa również tłuszcze i żywice,
- ✓ bezpieczna formuła dla większości powierzchni,
- ✓ szybkie działanie,
- ✓ różnorodność form aplikacji,
- ✓ nie pozostawia śladów.

Zastosowanie:

- ✓ opakowania z metali i tworzyw sztucznych,
- ✓ komputery, drukarki, skanery,
- ✓ lodówki, mikrofalówki, pralki,
- ✓ sprzęt biurowy,
- ✓ maszyn do etykietowania oraz kasy fiskalne,
- ✓ szyby i karoseria samochodu,
- ✓ odciski palców i tłuszcze.



Właściwości fizykochemiczne

Wygląd	Transparentny
Gęstość w 20°C	0,80±0,01 g/cm ³
Lepkość w 20°C	~30 cP
Okres przydatności	3 lata



Kompatybilność:

Label Killer jest delikatny dla większości materiałów, co pozwala na bezpieczne stosowanie na szerokiej gamie powierzchni, od delikatnych elementów elektronicznych po wytrzymałe urządzenia AGD. Jego specjalna formuła minimalizuje ryzyko uszkodzeń, odbarwień czy innych niepożądanych efektów, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem do czyszczenia w różnych środowiskach domowych oraz profesjonalnych.

Metody aplikacji

Aerosol	Tak
Butelka / Kanister	Tak

Instrukcja użycia:

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego. Przed użyciem należy uważnie przeczytać kartę charakterystyki.

Niezależnie od tego, jaką powierzchnię chcesz oczyścić, zawsze upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Nanieś Label Killer na wybrany obszar. Pozwól preparatowi działać przez około 3 minuty, aby skutecznie rozpuścić klej i zabrudzenia. Następnie wytrzyj powierzchnię czystą szmatką, usuwając pozostałości etykiety oraz kleju.

Przed użyciem zalecane jest przetestowanie preparatu na niewielkiej, mało widocznej powierzchni.

Opakowanie

Aerosol	300 ml (ART.AGT-013) - 12 szt.* 400 ml (ART.AGT-171) - 12 szt.*
Butelka / Kanister	1 l (ART.AGT-102) - 10 szt.*

*Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym

Magazynowanie:

Magazynować w zamkniętych pojemnikach, w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od źródeł ciepła i zapłonu oraz bezpośredniego światła słonecznego. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. Chronić przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

Wsparcie techniczne:

AG TermoPasty udziela wsparcia technicznego, odpowiadając na pytania dotyczące specyfikacji technicznych oraz zastosowania naszych produktów. Zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem info@termopasty.pl.

Uwaga:

Dane prezentowane w tym dokumencie odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i opisują typowe właściwości oraz zastosowania produktu. Jednakże odpowiedzialność za zbadanie przydatności tego wyrobu do specyficznych zastosowań spoczywa na użytkowniku. AG TermoPasty nie ponosi odpowiedzialności za wyniki zastosowania produktu, ponieważ warunki jego użycia wykraczają poza naszą kontrolę.