



dicoSULIN strzykawka insulinowa, sterylna

TD-41

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 3

data: 2018-02-13

zmiana: 2023-02-01

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- strzykawka 3-częściowa do infuzji podskórnych, domięśniowych i dożylnych
- przeznaczona do podawania insuliny

WŁAŚCIWOŚCI:

- w komplecie z niezintegrowaną igłą (0,4x13mm)
- przezroczysty cylinder wykonany z polipropylenu umożliwia pełną kontrolę wizualną zawartości
- uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka
- płynny przesuw tłoka dzięki gumowemu uszczelnieniu
- kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka
- specjalna konstrukcja tłoczka redukuje pojemność resztkową leku/płynu
- wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie
- nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczona na korpusie strzykawki
- Pomarańczowy, kontrastujący tłok dla strzykawki U-100j; czerwony dla strzykawki U-40j
- objętość 1 ml
- dostępna w wersji U-40j. oraz U-100j.
- jednorazowego użytku
- niepirogenna
- nietoksyczna
- nie zawiera lateksu
- nie posiada ftalanów
- sterylizowana tlenkiem etylenu
- termin ważności: 5 lat
- opakowanie: 1 sztuka/blister-pack, 100 sztuk/karton



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
IN-U40-1-BL	blister-pack	100 szt.	32 x 100 szt.
IN-U100-1-BL	blister-pack	100 szt.	32 x 100 szt.