

INHALATOR MEMBRANOWY

TM-NEB NANO

rok zał. 1949

TECH - MED[®]
TECHNIKA MEDYCZNA
B. Wójcik Spółka Jawna



Bardzo cichy i ultralekki



Regulacja natężenia nebulizacji



Technologia MicroWave[®]



Dwie maseczki różnej wielkości



Trwała membrana polimerowa



Urządzenie medyczne



Testowany klinicznie



Zasilacz sieciowy

Tryb nebulizacji	Mikrofalowy, regulowany
Wielkość cząsteczek MMAD	< 5 μm
Średnie tempo nebulizacji	0,25 ml / minutę
Pojemność zbiornika na lek	max 10 ml
Regulacja natężenia nebulizacji	Tak
Zalegająca objętość leku	≤ 0,3 ml
Poziom hałasu	< 50 dB
Pobór mocy	< 4,0 W
Zasilanie	Zasilacz USB-C
Automatyczne wyłączenie	Tak

Akcesoria	Pojemnik na lek, 2 maseczki (dla dorosłych i dla dzieci), końcówka doustna, zasilacz i kabel USB-C, etui
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	170 x 90 x 80 mm
Waga z opakowaniem	? g
Temperatura pracy	5°C ~ 40°C
Wilgotność względna	15% - 80% RH (bez kondensacji)
Testowany klinicznie	Tak
Urządzenie medyczne	Tak

rok zał. 1949

TECH - MED[®]
TECHNIKA MEDYCZNA
B. Wójcik Spółka Jawna

ISO POLSKA
13485 MARKA

„TECH-MED” TECHNIKA MEDYCZNA
B.WÓJCIK - SPÓŁKA JAWNA
ul. Chmielna 98
00-801 Warszawa, Polska

Biuro handlowe: tel.: (22) 654 64 92
Sklep firmowy: tel.: (22) 654 64 93
Serwis: tel.: (22) 853 30 10
fax: (22) 620 77 42