



Rapido. Confiable. Sin Interrupciones

Ofrece la salida del calentador se centró en el colchón para lograr una distribución uniforme de la temperatura. En combinación con un elemento calefactor de cuarzo y un módulo de calentamiento que se puede mover 65 grados en cualquier dirección para facilitar otros procedimientos como de rayos X, la unidad proporciona un rápido, fiable una operación continua térmica.

Una Mirada Rápida

Inclinación Variable de Cuna

La cuna cuenta con una inclinación suave del colchón

Ajuste de Altura Variable

Esta opción maximiza la comodidad para los médicos o los padres sentados junto a la cama. A la altura máxima, el paciente se coloca adecuadamente los procedimientos de ECMO.

Paneles Laterales

Un panel organizador en la parte posterior de la cuna soporte de cables eficiente. Cada panel se puede abrir o desmontar para su limpieza. Cada panel está marcado para optimizar el posicionamiento de la cassette de la radiografía.

Opciones de Almacenamiento

Una selección de opciones de almacenamiento disponibles, incluyendo varias configuraciones de estantes, módulos de cajones y accesorios de reanimación a las necesidades individuales.

Fototerapia

Opcional fototerapia integrado asegura que la salida terapéutica óptima está disponible bajo demanda.

Resucitación

Una amplia gama de paquetes de reanimación está disponible. La ubicación lugares todos los controles y pantallas de fácil acceso en todo momento.

Balanzas Calientes Infantil

Al toque de un botón una medida exacta del peso del bebé puede tomar con el opcional módulo de escala.

Módulo de Alarma Remota

El módulo opcional de alarma remota lleva el tono audible fuera del área infantil y también muestra violaciones de alarma en una ubicación remota para la promoción de un bajo nivel de ruido, el medio ambiente libre de estrés.

Facilidad de Rayos X

Una bandeja situado convenientemente de rayos X permite cassette de rayos X para tomar con el menor trastorno posible al paciente