



Repotenciación Certificada

Ofrece una pantalla clara y facil de leer que permite monitoria de parametros multiples. Se puede elegir rapidamente la funcion que le hace falta utilizando un mando conveniente. Un marco solido y duradero disenado por utilizacion en cualquier sitio



Disponible con una variedad de opciones utilizando los parametros multiples

- Monitoria estable y preciso de la saturacion de oxigeno hecho con Masimo SET oximetria del pulso
- Monitoria de presion oscilometrica y non-invasiva (NIBP) con rechazamiento de artificio y modos automaticos de medida
- Monitoria de EtCO₂ para pacientes intubados y sin intubacion con patente Microstream, tecnologia de capnografia y accesorios FilterLine que operan fluidamente, incluso en situaciones de humedad alta
- Analisis ECG GE Marquete 12SL que permite interpretacion optima que puede mejorar las decisions de tratamiento
- La monitoria de las tendencias de senales vitales ayuda a los respondientes a una emergencia de evaluar rapidamente los cambios en la condicion del paciente
- Sigue facilmente la condicion cardiaca del paciente y el riesgo. Tambien mide la desviacion de los segmentos ST cada 30 segundos
- Disponible con monitoria de presion invasiva de 2 canales que exponen las formas de ola y otros numericos
- Sirve como interfaz con todo tipo de transductor
- Transmite ECG de 12 cables y el data del paciente via una connexion inalambrica de Bluetooth