



Aseptil Mousse +

Mousse lavante antiseptique pour les mains



Mousse antiseptique hypoallergénique pour le lavage hygiénique des mains avec rinçage.

Marchés cibles : milieux médical et paramédical, agroalimentaire, collectivités.

- ✓ **Formule hypoallergénique**
- ✓ **Sans colorant, sans parfum, sans EDTA, sans CMR**
- ✓ **Usage fréquent**
- ✓ **Large spectre d'activité (bactéries, levures, virus...)**

Composition

Chlorure de didécyl diméthyl ammonium CAS n° 7173-51-5 (6,5 g/kg), chlorhexidine digluconate CAS n° 18472-51-0 (9 g/kg), tensioactifs non ioniques, agents hydratants.

Caractéristiques

- Aspect : liquide limpide incolore à légèrement jaune ou rosé
- Odeur : caractéristique
- pH :



pH (pur) : 6,5 – 7,5 ↑

Conservation

- Péremption : 3 ans.
- Conserver à température ambiante dans son emballage d'origine fermé. Eviter les températures supérieures à 40°C.
- Craint le gel.

Législation

- Produit biocide TP1.
- Usage exclusivement professionnel.

Propriétés toxicologiques

- Hypoallergénique, non irritant.
- Testé sous contrôle dermatologique en conditions réelles jusqu'à 15 lavages par jour.
- Très bonne tolérance cutanée

Environnement

- Tensioactifs sur base naturelle 100% biodégradables.
- Conditionnements recyclables

Mode d'emploi

Lavage hygiénique



Sur mains mouillées, appliquer 3 pressions de pompe.



Frotter mains, poignets, espaces interdigitaux, pourtour des ongles pendant **30s** au moins.



Rincer à l'eau et sécher par tamponnement à l'aide d'un essuie-mains à usage unique.

Aseptil Mousse +

Mousse lavante antiseptique pour les mains

Propriétés microbiologiques

Actif sur	Normes	Temps de contact
Bactéries	▪ EN 1040	30s
	▪ EN 1276* (v. mars 2010)	30s
	▪ EN 13727+A1* (v. déc. 2013), condition lavage hygiénique des mains + <i>Salmonella enterica</i> et <i>Listeria monocytogenes</i>	30s
	+ SARM, EBSE	30s
	▪ EN 1499 (v. avril 2013) 3 pressions d'Alphamouss M	30s
Levures	▪ EN 1275	30s
	▪ EN 1650+A1* (v. juil. 2013)	30s
	▪ EN 13624* (v. nov. 2013), lavage hygiénique des mains	30s
Virus	▪ EN 14476* (v. sept. 2013) :	
	- Herpès simplex 1	30s
	- PRV (virus modèle de l'hépatite B)	30s
	- BVDV (virus modèle de l'hépatite C)	30s

*Normes réalisées en conditions de saleté

Précautions d'emploi

Ne pas avaler. Ne pas utiliser avec d'autres produits. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux, ou non dangereux si rincé, sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

Ne pas rejeter le produit pur dans l'environnement. Ne pas réutiliser l'emballage vide.

Pour plus de renseignements se référer à la FDS du produit.

En cas d'urgence, contacter le centre antipoison le plus proche.

Conditionnement

Conditionnements	Compatibilité appareil	Code Produit
Cartouche 8 x 800 mL	Alphamouss M	B1711GAL003

Rev.: 3/21.09.2015