


Optische Zangen und Scheren zur Verwendung mit Zysto-Urethroskopschäfte 19 - 25 Charr.
Optical forceps and scissors for use with Cysto-Urethroscope sheaths 19 - 25 Charr.



Ausführung
Version

Artikelnummer
Item number

Für Optiken
For scopes

Probeexisitionszange, Löffel Ø 4,3 mm,
doppelbeweglich
Biopsy forceps, spoon Ø 4.3 mm,
double action

74-100-00

0°
Ø 4,0 mm 12°
30°

Probeexisitionszange, kurze Maulteile 2,3 mm,
doppelbeweglich
Biopsy forceps, short jaw 2.3 mm,
double action

74-100-01

Ø 4,0 mm 12°
30°

Probeexisitionszange, kurze Maulteile 2,3 mm,
doppelbeweglich
Biopsy forceps, short jaw 2.3 mm,
double action

74-100-02

Ø 4,0 mm 70°

Probeexisitionszange, durchschneidend
doppelbeweglich
Biopsy forceps, through cutting,
double action

74-100-03

Ø 4,0 mm 0°
12°

Fremdkörperfzange, doppelbeweglich
Grasping forceps, double action

74-100-04

Ø 4,0 mm 0°
12°

Hakenschere, doppelbeweglich
Hook scissors, double action

74-100-06

Ø 4,0 mm 0°
12°




74-101-00

Adapter für Optische Instrumente zur Verwendung mit Resektoskopschäften
Adapter for optical instruments for use with Resectoscopy sheaths



Optische Zange zur Verwendung mit Zysto-Urethroskopschaft 25 Charr.
Optical forceps for use with Cysto-Urethroscope sheath 25 Charr.



Ausführung
Version

Artikelnummer
Item number

Für Optiken
For scopes

Steinzange, einfachbeweglich
Stone forceps, single action

74-100-07

Ø 4,0 mm 12°
30°

Die optische Steinzange ist ideal für Aufbereitung von kleinen Steinen und Steinfragmenten.
The optical stone forceps is ideal for processing of small stones and stone fragments.



QUICK-LOCK

74-101-02

Adapter für Steinzange (74-100-07) zur Anwendung mit Resektoskopaussenschäften mit QUICK-LOCK Anschluss

Adapter for stone forceps (74-100-07) for use with Resectoscopy outer sheaths with QUICK-LOCK connection



QUICK-LOCK

74-110-00

Optisches Arbeitselement zur Punch Lithotripsie, QUICK-LOCK Anschluss, für 12° und 30° Endoskope
Optical working element for punch lithotripsy, QUICK-LOCK connection, for 12° and 30° Endoscopes



QUICK-LOCK

74-110-24 25,5 Charr.

Lithotripsieschaft mit 2 starren Hähnen, Schaft alleine, QUICK-LOCK Anschluss
Lithotripsy sheath with 2 rigid stopcocks, sheath only, QUICK-LOCK connection



QUICK-LOCK

74-111-24 25,5 Charr.

Lithotripsieschaft mit Zentralhahn, Schaft alleine, QUICK-LOCK Anschluss
Lithotripsy sheath with central valve, sheath only, QUICK-LOCK connection



QUICK-LOCK

74-110-25

Standard Obturator für 25,5 Charr. Lithotripsieschaft
Standard obturator for 25.5 Charr. lithotripsy sheath



QUICK-LOCK

74-110-26

Untersuchungseinsatz mit 7 Charr. Instrumentenkanal, QUICK-LOCK Anschluss
Inner sheath with 7 Charr. instrument channel, QUICK-LOCK connection




QUICK-LOCK

74-110-30

Adapter für Evakuator mit Schlauch
Adapter for evacuator with tube



Arbeitselement 74-110-00 montiert auf Lithotripsieschaft 74-111-24
Working element 74-110-00 mounted on lithotripsy sheath 74-111-24



QUICK-LOCK

74-120-00

Zystoskopischer Lithotriptor / Steinertrümmerer, QUICK-LOCK Anschluss, für 70° Endoskope
Cystoscopic lithotriptor / Stone punch, QUICK-LOCK connection, for 70° Endoscopes