


**MIKRONA**+

Funktional. Effizient. Elegant.

Die programmgesteuerte  
Hygienespülung zur Vermeidung  
von Legionellen.



**CleanHub**<sup>TM</sup>

# HALLO FREIZEIT

Den CleanHub können Sie als Ausstattungsoption für neue ORTHORA-200-Behandlungseinheiten mitbestellen oder bereits vorhandene ORTHORA 200 damit nachrüsten.

## **Sicherheit & Hygiene**

Das tägliche Spülen aller wasserführenden Instrumente und Leitungen reduziert das Risiko einer Keimbelastung signifikant. Das CleanHub-Programm des ORTHORA 200 steuert automatisch die optimale Reihenfolge der Spülungen und deren Dauer.

## **Komfort & Zeitersparnis**

Der CleanHub bietet Platz für sieben wasserführende Instrumente. Das gleichzeitige Spülen erfolgt ohne weitere Betreuung. Während das Spülprogramm läuft, können andere Tätigkeiten erledigt werden.

## **RKI- & SSO-Leitlinien**

Mit einer programmierten Spülzeit von drei Minuten werden die Anforderungen beider Leitlinien zuverlässig erfüllt.

### **Bestellnummer für die Adaption an Orthora 200**

320.6790.01 CleanHub an Orthora 200.

### **Bestellnummer für eine Nachrüstung an Orthora 200**

320.6890.01 CleanHub mit Softwareupgrade.






320.8501.01 / 2108



Sauger  
- Klein  
- Gross



Mikromotor  
Turbine  
Ultraschall



Syringe  
- 3 funktion  
- 6 funktion

