

Supraflex Cruz

Stent Coronario Farmacoactivo


Stent coronario de Co-Cr liberador de Sirolimus con polímero bioabsorbible



El enlace LDZ alternativo

- Mejora la flexibilidad del stent
- Transmite la fuerza de empuje con mayor eficiencia
- Mejora la resistencia radial
- Mayor resistencia a la compresión longitudinal

STENT ULTRADELGADO CON 60 MICRAS DE ESPESOR EN TODOS SUS DIAMETROS



MEZCLA ÚNICA DE POLÍMEROS BIODEGRADABLES HIDROFÍLICO-HIDROFÓBICO PARA LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO SIROLIMUS (LIBERACION BIFÁSICA)

Mezcla de polímeros biodegradables

- PLLA: Poly-L-Lactide Hidrofóbico**
- PLCL: Poly L-Lactosa-co-Caprolactona Hidrofóbico**
- PVP: Polivinil Pirrolidona Hidrofílico**

Sección transversal del Strut



Pledged to save millions

Leonardo Da Vinci, 22
46980 Paterna
Valencia SPAIN

T.+34 96 292 4934
F.+34 96 293 4933



Supraflex Cruz

Stent Coronario Farmacoactivo

Especificaciones técnicas

Material	Aleación de Co-Cr L-605
Diseño del stent	Corte láser de tubos sin costura en un patrón de serpiente
Dimensión del puntal del stent	Espesor: 0,06 mm (60 µ)
Longitud utilizable del sistema	1400 mm (140 cm)
Presión de inflado del balón	8 atm para 2,00 y 2,25 mm, 10 atm para 2,50 a 3,00 mm, 11 atm para 3,50 a 4,50 mm
Catéter guía	5 F compatible (min)
Diámetro del cable Guía	0,014 pulgadas
Presión nominal de rotura	16 atm

REF.	MEDIDAS
FGTZ200008	2.00 MM X 08 MM
FGTZ200012	2.00 MM X 12 MM
FGTZ200016	2.00 MM X 16 MM
FGTZ200020	2.00 MM X 20 MM
FGTZ200024	2.00 MM X 24 MM
FGTZ200028	2.00 MM X 28 MM
FGTZ200032	2.00 MM X 32 MM
FGTZ200036	2.00 MM X 36 MM
FGTZ200040	2.00 MM X 40 MM
FGTZ200044	2.00 MM X 44 MM
FGTZ200048	2.00 MM X 48 MM
FGTZ225008	2.25 MM X 08 MM
FGTZ225012	2.25 MM X 12 MM
FGTZ225016	2.25 MM X 16 MM
FGTZ225020	2.25 MM X 20 MM
FGTZ225024	2.25 MM X 24 MM
FGTZ225028	2.25 MM X 28 MM
FGTZ225032	2.25 MM X 32 MM
FGTZ225036	2.25 MM X 36 MM
FGTZ225040	2.25 MM X 40 MM
FGTZ225044	2.25 MM X 44 MM
FGTZ225048	2.25 MM X 48 MM
FGTZ250008	2.50 MM X 08 MM
FGTZ250012	2.50 MM X 12 MM
FGTZ250016	2.50 MM X 16 MM
FGTZ250020	2.50 MM X 20 MM

REF.	MEDIDAS
FGTZ250024	2.50 MM X 24 MM
FGTZ250028	2.50 MM X 28 MM
FGTZ250032	2.50 MM X 32 MM
FGTZ250036	2.50 MM X 36 MM
FGTZ250040	2.50 MM X 40 MM
FGTZ250044	2.50 MM X 44 MM
FGTZ250048	2.50 MM X 48 MM
FGTZ275008	2.75 MM X 08 MM
FGTZ275012	2.75 MM X 12 MM
FGTZ275016	2.75 MM X 16 MM
FGTZ275020	2.75 MM X 20 MM
FGTZ275024	2.75 MM X 24 MM
FGTZ275028	2.75 MM X 28 MM
FGTZ275032	2.75 MM X 32 MM
FGTZ275036	2.75 MM X 36 MM
FGTZ275040	2.75 MM X 40 MM
FGTZ275044	2.75 MM X 44 MM
FGTZ275048	2.75 MM X 48 MM
FGTZ300008	3.00 MM X 08 MM
FGTZ300012	3.00 MM X 12 MM
FGTZ300016	3.00 MM X 16 MM
FGTZ300020	3.00 MM X 20 MM
FGTZ300024	3.00 MM X 24 MM
FGTZ300028	3.00 MM X 28 MM
FGTZ300032	3.00 MM X 32 MM
FGTZ300036	3.00 MM X 36 MM

REF.	MEDIDAS
FGTZ300040	3.00 MM X 40 MM
FGTZ300044	3.00 MM X 44 MM
FGTZ300048	3.00 MM X 48 MM
FGTZ350008	3.50 MM X 08 MM
FGTZ350012	3.50 MM X 12 MM
FGTZ350016	3.50 MM X 16 MM
FGTZ350020	3.50 MM X 20 MM
FGTZ350024	3.50 MM X 24 MM
FGTZ350028	3.50 MM X 28 MM
FGTZ350032	3.50 MM X 32 MM
FGTZ350036	3.50 MM X 36 MM
FGTZ350040	3.50 MM X 40 MM
FGTZ350044	3.50 MM X 44 MM
FGTZ350048	3.50 MM X 48 MM
FGTZ400008	4.00 MM X 08 MM
FGTZ400012	4.00 MM X 12 MM
FGTZ400016	4.00 MM X 16 MM
FGTZ400020	4.00 MM X 20 MM
FGTZ400024	4.00 MM X 24 MM
FGTZ400028	4.00 MM X 28 MM
FGTZ400032	4.00 MM X 32 MM
FGTZ400036	4.00 MM X 36 MM
FGTZ400040	4.00 MM X 40 MM
FGTZ400044	4.00 MM X 44 MM
FGTZ400048	4.00 MM X 48 MM
FGTZ450008	4.50 MM X 08 MM

REF.	MEDIDAS
FGTZ450012	4.50 MM X 12 MM
FGTZ450016	4.50 MM X 16 MM
FGTZ450020	4.50 MM X 20 MM
FGTZ450024	4.50 MM X 24 MM
FGTZ450028	4.50 MM X 28 MM
FGTZ450032	4.50 MM X 32 MM
FGTZ450036	4.50 MM X 36 MM
FGTZ450040	4.50 MM X 40 MM
FGTZ450044	4.50 MM X 44 MM
FGTZ450048	4.50 MM X 48 MM

Pledged to save millions

Leonardo Da Vinci, 22
46980 Paterna
Valencia SPAIN

T.+34 96 292 4934
F.+34 96 293 4933

