

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO MATERIAL

| Item | Código IFS | Nomenclatura | Unidade | Quantidade |
|---|------------|--|---------|------------|
| 1 | 1066900125 | ACESSÓRIO PARA COLUNA SHIM-PACK GIST | Un | 3 |
| ACESSÓRIO PARA COLUNA SHIM-PACK GIST. SHIM-PACK GIST-HP(G) C18-AQ; COMPRIMENTO: 10mm/DIÂMETRO INTERNO: 2,1 mm/PARTÍCULA DE 1.9µm; COM CARTUCHO (COM 02 PEÇAS) E SUPORTE. REFERÊNCIA: SHIMADZ- REF. 227-30810-02 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | | | | |
| 2 | 1066900119 | COLUNA PARA ANÁLISE DE PESTICIDA E SAXITOXINA VIA LC-MS | Un | 3 |
| COLUNA CROMATOGRÁFIA LÍQUIDA ACOPLADA À ESPECTROMETRIA DE MASSAS PARA ANÁLISE DE PESTICIDA E SAXITOXINA. SEQUANT ZIC-HILIC 3.5µm, 100Å 100 x 2.1 MM HPLC COLUMN. REFERÊNCIA: MERCK-REF. 1504410001 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | | | | |
| 3 | 1066900120 | COLUNA PARA ANÁLISE DE CIANOTOXINA VIA LC-MS | Un | 2 |
| COLUNA CROMATOGRÁFIA LÍQUIDA ACOPLADA À ESPECTROMETRIA DE MASSAS PARA ANÁLISE DE CIANOTOXINA; SHIM-PACK GIST C18-AQ HP; COMPRIMENTO: 50mm /DIÂMETRO INTERNO: 2,1mm / PARTÍCULA DE 1.9µm. REFERÊNCIA: SHIMADZU-REF. 227-30807-01 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | | | | |
| 4 | 1066900121 | COLUNA PARA ANÁLISE DE GLIFOSATO E AMPA VIA LC-MS | Un | 2 |
| COLUNA CROMATOGRÁFIA LÍQUIDA ACOPLADA À ESPECTROMETRIA DE MASSAS PARA ANÁLISE DE GLIFOSATO E AMPA; SHIM-PACK SCEPTER PHENYL-120 (METAL FREE COLUMN); COMPRIMENTO: 100mm / DIÂMETRO INTERNO: 2,1mm / PARTÍCULA DE 3µm. REFERÊNCIA: SHIMADZU-REF. 227-31093-02 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | | | | |
| 5 | 1066900122 | COLUNA PARA ANÁLISE DE ACRILAMIDA VIA LC-MS | Un | 2 |
| COLUNA CROMATOGRÁFIA LÍQUIDA ACOPLADA À ESPECTROMETRIA DE MASSAS PARA ANÁLISE DE ACRILAMIDA; CAPCELL PAK C18 AQ (COMPRIMENTO:150 mm / DIÂMETRO INTERNO: 2.0mm / PARTÍCULA DE 3 µm) COLUMN. REFERÊNCIA: OSAKA SODA-REF. 92135 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | | | | |
| 6 | 1066900124 | COLUNA PARA ANÁLISE DE ÁCIDO HALOACÉTICO 3mm (D. Int.) VIA LC-MS | Un | 2 |
| COLUNA CROMATOGRÁFIA LÍQUIDA ACOPLADA À ESPECTROMETRIA DE MASSAS PARA ANÁLISE DE ÁCIDO HALOACÉTICO ; CAPCELL PAK C18 MG III S3 (COMPRIMENTO: 150mm/DIÂMETRO INTERNO: 3 mm/PARTÍCULA DE 3µm) COLUMN. REFERÊNCIA: OSAKA SODA-REF. 92767 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | | | | |