

DOPORUČUJE HO AMERICKÁ UROLOGICKÁ ASOCIACE

Lékařské asociace doporučují léčbu Peyronieho choroby pomocí kolagenázy s penisovým trakčním zařízením jako remodelační techniku. Studie tvrdí: „Penisová trakční terapie se jeví jako účinná léčba akutní fáze Peyronieho choroby s ohledem na snížení zakřivení penisu, snížení bolesti a zlepšení sexuální funkce.“



CHCETE ÚČINNĚ LÉČIT PEYRONIEHO CHOROBU?

KOMBINOVANÉ OŠETŘENÍ KOLAGENASEM S ANDROPEYRONEM

Andropeyronie® je penilní trakční zařízení (PTD), které přenáší jemnou trakční sílu na penis po dobu několika hodin denně. Síla je přizpůsobena proti zakřivení. Lze ho nosit pohodlně a diskrétně. Kolagenáza klostridium histolyticum (CCH) je enzym vstříkovaný do penisu ke snížení fibrózního plaku.



1. DIAGNOSTIKA

Je určen k léčbě dospělých mužů s Peyronieho chorobou s hmatnatelným plakem a deformací zakřivení nejméně 30 stupňů. Ohledem typu zakřivení a vhodnosti léčby se poraďte se svým lékařem.

2. INJEKCE

Lékařský protokol je založen na cyklech 2 injekcí kolagenázy a 6 týdnů remodelace s trakčním přístrojem. Počet cyklů je od 2 do 4, což bude záviset na návrhu urologa.

3. REMODELACE

Andropeyronie® se používá 6 hodin denně, s odpočinkem po každých 2 hodinách. Snadno se připevní na penis a můžete se nosit při chůzi, sezení atd.

NYNÍ MŮŽETE ZREDUKOVAT ZAKŘIVENÍ SVÉHO PENISU POMOCÍ KOMBINOVANÉ METODY INJEKČÍ KOLAGENÁZY S ANDROPEYRONIÍ

O kombinované léčbě se informujte na klinice



www.andropeyronie.com

Andropeyronie® snižuje zakřivení penisu v 60% případě, obnovuje ztracenou délku způsobenou Peyronieho chorobou a také zlepšuje sexuální funkci. Jedná se o bezpečnou a snadno použitelnou metodu.

Andropeyronie® je zdravotně schválený a klinicky testován. Zařízení používá pro více pohodlí popruh a technologii pro léčbu všech typů zakřivení. Jedná se o patentované zařízení s 1 milionem spokojených uživatelů.



**KOMBINOVANÁ LÉČKA S
KOREKČÍ VÍCE NEŽ 80%**