

LA ASOCIACION AMERICANA DE UROLOGIA LO RECOMIENDA


Las asociaciones médicas aconsejan tratar la enfermedad de Peyronie usando colagenasa con un dispositivo de tracción peneana como técnica de remodelación. Los estudios dicen: "La terapia de tracción peneana es un tratamiento eficaz para la fase aguda de la enfermedad de Peyronie en lo que respecta a la disminución de la curvatura peneana, la reducción del dolor y la mejora de la función sexual"



¿DESEA TRATAR LA ENFERMEDAD DE PEYRONIE DE MANERA EFECTIVA?

TRATAMIENTO COMBINADO DE COLAGENASA CON ANDROPEYRONIE

Andropeyronie® es un dispositivo de tracción peneana (PTD) que transmite una suave fuerza de tracción al pene durante unas horas al día. Se personaliza utilizando una fuerza opuesta a la curvatura peneana. Se puede llevar de forma cómoda y discreta. La colagenasa de clostridium histolyticum (CCH) es una enzima que se inyecta en el pene para reducir la placa de fibrosis.



1. DIAGNÓSTICO

Está indicado para el tratamiento de hombres adultos con enfermedad de Peyronie con una placa palpable y una deformidad de curvatura de al menos 30 grados. Hable con su médico acerca de su tipo de curvatura y la conveniencia del tratamiento.

2. INYECCIONES

El protocolo médico se basa en ciclos de 2 inyecciones de colagenasa y 6 semanas de remodelación con Andropeyronie®. El número de ciclos es de 2 a 4, que dependerá de la sugerencia del urólogo.

3. REMODELACIÓN

Andropeyronie® se utiliza durante 6 horas diarias, con descanso cada 2 horas. Se fija fácilmente al pene y se puede llevar puesto al caminar, sentarse, etc.

AHORA PUEDE REDUCIR LA CURVATURA DEL PENE UTILIZANDO EL MÉTODO COMBINADO DE INYECCIONES DE COLAGENASA CON ANDROPEYRONIE

Solicite información en esta clínica sobre el tratamiento

andropeyronie®

www.andropeyronie.com

Andropeyronie® reduce la curvatura del pene y restaura la longitud perdida en la enfermedad de Peyronie, mejorando la función sexual. Es un método seguro y fácil de usar

Andropeyronie® está aprobado sanitariamente y testado clínicamente. El dispositivo utiliza una banda para darle más comodidad, y una tecnología para tratar todo tipo de curvaturas. Es un aparato patentado con 1 millón de usuarios satisfechos.



TRATAMIENTO COMBINADO CON UNA CORRECCIÓN DE MÁS DEL 80%