

L'ASSOCIAZIONE UROLOGICA AMERICANA LO RACCOMANDA


Le associazioni mediche consigliano di trattare la malattia di Peyronie utilizzando la collagenasi con un dispositivo di trazione del pene come tecnica di rimodellamento. Gli studi dicono: "La terapia di trazione peniena è una terapia efficace per la fase acuta della malattia di Peyronie per quanto riguarda la riduzione della curvatura del pene, la riduzione del dolore e il miglioramento della funzione sessuale"



VUOI TRATTARE EFFICACEMENTE LA MALATTIA DI PEYRONIE?

TRATTAMENTO COMBINATO DELLA COLLAGENASI CON ANDROPEYRONIE

Andropeyronie® è un dispositivo di trazione peniena (PTD) che trasmette una forza di trazione morbida al pene per alcune ore al giorno. Viene personalizzato utilizzando una forza opposta alla curvatura del pene. Può essere indossato comodamente e discretamente. La collagenasi del clostridium histolyticum (CCH) è un enzima iniettato nel pene per ridurre la placca di fibrosi.



1. DIAGNOSTICA

È indicato per il trattamento di uomini adulti con malattia di Peyronie con una placca palpabile e una deformità di curvatura di almeno 30 gradi. Parlate con il vostro medico del tipo di curvatura e dell'idoneità del trattamento.

2. INIEZIONI

Il protocollo medico si basa su cicli di 2 iniezioni di collagenasi e 6 settimane di rimodellamento con dispositivo di trazione del pene. Il numero di cicli è da 2 a 4, che dipenderà dal suggerimento dell'urologo.

3. RIMODELLAMENTO

Andropeyronie® viene utilizzato per 6 ore al giorno con riposo ogni 2 ore. Si fissa facilmente al pene e può essere indossato mentre si cammina, seduti, ecc.

ORA È POSSIBILE RIDURRE LA CURVATURA DEL PENE UTILIZZANDO IL METODO COMBINATO DI INIEZIONI DI COLLAGENASI CON ANDROPEYRONIE

Chiedete a questa clinica sulla
terapia combinata

andro  peyronie®

www.andropeyronie.com

Andropeyronie® riduce la curvatura del pene e ripristina la lunghezza perduta nella malattia di Peyronie, migliorando le funzioni sessuali. È un metodo sicuro e facile da usare.

Andropeyronie® è approvato e testato clinicamente. Il dispositivo utilizza una banda per darvi più comfort, e una tecnologia per trattare tutti i tipi di curvatura. Si tratta di un apparecchio brevettato con 1 milione di utenti soddisfatti.



**TRATTAMENTO COMBINATO CON
UNA CORREZIONE SUPERIORE
ALL'80%**