

미국 비뇨기과 협 회가 추천하는


의학 협회에서는 페이로니병을 음경 인력(引力) 기기와 함께 콜라겐제(콜라겐분해효소)를 이용해 리모델링하여 치료해야 한다고 합니다. 연구결과에 따르면, 음경 인력 요법은 음경 곡률 감소, 통증 감소, 성기능 개선과 관련하여 급성 페이로니병의 효과적인 치료법으로 보인다고 발표했습니다.

페이로니병을 보다 효과적으로 치료하길 원하십니까?



안드로 페이로니와 콜라겐분해효소를 이용한 복합치료

Andropeyronie®는 하루 몇 시간 동안 페니스에 부드러운 인력(引力)을 전달하는 음경인력장치(PTD)입니다. 이 장치는 휘어진 반대쪽 힘을 사용하여 교정시켜줍니다. 또한 이 장치는 편안하고 꼼꼼하게 착용할 수 있습니다. 클로스트리디움 히스톨리툼(CCH)의 콜라게나제(콜라겐분해효소)는 섬유질 플라크를 줄이기 위해 성기에 주입되는 효소입니다.



1. 전문적 진단

최소 30도 이상의 뚜렷한 성기굴절, 페이로니병을 앓고 있는 남성들을 위한 치료. 당신의 증상과 알맞은 치료를 위해 의사와 상담하세요.

2. 치료 주사

이 의료 과정은 콜라게나제 2회 주사와 음경 인력장치로 6주간의 리모델링을 기초로 합니다. 주사횟수는 2회부터 4회까지로 비뇨기과 의사의 진단에 따라 다를 수 있습니다.

3. 리모델링

Andropeyronie®는 매일 약 6시간 사용되고, 2시간마다 휴식을 취하도록 합니다. 음경에 쉽게 고정되어있고 걸거나 앉거나 할 때도 착용할 수 있습니다.

이제 안드로페이로니의 복합적 치료방법, 콜라게나제 주사를 이용하여 음경만곡증을 개선시킬 수 있습니다.

통합 치료에 대해 이 클리닉에 문의하십시오.



www.andropeyronie.com

Andropeyronie®는 음경만곡증의 감소와 페이로니병으로 인하여 줄어든 성기의 길이를 회복시켜 성기능을 향상시켜 줍니다. 또한 안전하고 사용하기 쉬운 방법을 사용합니다.

Andropeyronie®는 FDA 승인 및 임상 테스트를 거치고 만족한 사용자 100만 명을 보유한 특허 장비입니다. 이 기계는 밴드를 사용하여 더욱 편안함을 주고, 여기서 모든 종류의 만곡증을 치료합니다.



복합치료와 함께 80% 이상을 교정할 수 있습니다.