

# POLECANE PRZEZ AMERYKAŃSKIE TOWARZYSTWO UROLOGICZNE


Zgodnie z zaleceniami towarzystw medycznych chorobę Peyroniego należy leczyć, stosując kolagenazę w połączeniu z urządzeniem do prostowania penisa, zapewniającym redukcję krzywizny: „Terapia z zastosowaniem urządzeń do prostowania penisa to wydajna metoda w walce z chorobą Peyroniego w ostra stadium, która redukuje krzywiznę, łagodzi ból oraz znacznie poprawia funkcje seksualne”.



**JESTEŚ ZDETERMINOWANY,  
ABY SKUTECZNIE POZBYĆ  
SIĘ CHOROBY PEYRONIEGO  
RAZ NA ZAWSZE?**

# LECZENIE SKOJARZONE: KOLAGENAZA WRAZ Z ANDROPEYRONIE

Andropeyronie® to urządzenie do prostowania penisa (z ang. PTD), którego stosowanie polega na subtelnym naciąganiu penisa przez kilka godzin dziennie. Siła urządzenia działa przeciwnie do krzywizny penisa. Noszenie aparatu korygującego jest dyskretne i nie sprawia dyskomfortu. Ponadto, terapia jest wspierana przez kolagenazę z laseczkami bakterii tkankobójczych (CCH), redukującymi zwłóknienie tkanki, wstrzykiwanymi bezpośrednio w członka.



## 1. DIAGNOSTYKA

Ta metoda leczenia może być stosowana w przypadku osób dorosłych, cierpiących na chorobę Peyroniego z występującą tkanką bliznowatą oraz zakrzywieniem, wynoszącym co najmniej 30 stopni. Skonsultuj się z lekarzem w celu określenia twojego typu krzywizny i dopasowania odpowiedniej terapii.

## 2. ZASTRZYKI

Standardy postępowania obejmują 2 cykle zastrzyków z kolagenazą oraz 6 tygodni stosowania urządzenia do prostowania penisa. W zależności od zaleceń urologa liczba cykli może wynieść od 2 do 4.

## 3. KOREKCJA KRZYWIZNY

Andropeyronie® należy stosować 6 godzin dziennie z przerwami co 2 godziny. Urządzenie nakłada się na penisa z łatwością, a jego noszenie nie ogranicza sprawności ruchowej, można je stosować podczas chodzenia, siedzenia itp.

# JUŻ TERAZ MOŻESZ Z POWODZENIEM SKORZYSTAĆ Z LECZENIA SKOJARZONEGO Z ZASTOSOWANIEM ZASTRZYKÓW KOLAGENAZY WRAZ Z ANDROPEYRONIE.

Sprawdź, co na ten temat sądzą eksperci z niniejszej kliniki

andro  peyronie®

[www.andropeyronie.com](http://www.andropeyronie.com)

Andropeyronie® skutecznie redukuje krzywiznę penisa w 60%, przywracając jego długość sprzed wystąpienia choroby Peyroniego, a co za tym idzie, znacząco poprawia jakość pożycia. Ta metoda jest prosta, bezinwazyjna i całkowicie bezpieczna.

Andropeyronie® został uznany przez środowisko medyczne, co potwierdzają przeprowadzone testy kliniczne. Urządzenie jest wyposażone w specjalną opaskę, zapewniającą komfort, opiera się na technologii, która pozwala na redukcję wszelkiego rodzaju krzywizn. Skuteczność aparatu korygującego potwierdzają pozytywne opinie ponad miliona zadowolonych klientów.



**LECZENIE SKOJARZONE SKUTECZNIE  
KORYGUJĄCE KRZYWIZNĘ W PONAD  
80% PRZYPADKÓW**