

A ASSOCIAÇÃO UROLÓGICA AMERICANA RECOMENDA-O


As associações médicas aconselham a tratar a doença de Peyronie usando colagenase com um dispositivo de tracção peniana como técnica de remodelação. Os estudos dizem: "A terapia de tração peniana é uma terapia eficiente para a fase aguda da doença de Peyronie no que diz respeito à diminuição da curvatura peniana, redução da dor e melhoria da função sexual"

QUERES TRATAR A DOENÇA DE PEYRONIE DE FORMA EFICAZ?



TRATAMENTO COMBINADO DA COLAGENASE COM ANDROPEYRONIE

Andropeyronie® é um dispositivo de tracção peniana (PTD) que transmite uma força de tracção suave ao pênis durante algumas horas por dia. É personalizado usando uma força oposta à curvatura peniana. Pode ser usado de forma confortável e discreta. A colagenase do clostridium histolyticum (CCH) é uma enzima injetada no pênis para reduzir a placa de fibrose.



1. DIAGNÓSTICO

É indicado para o tratamento de homens adultos com doença de Peyronie com placa palpável e deformidade de curvatura de pelo menos 30 graus. Fale com o seu médico sobre o seu tipo de curvatura e a adequação do tratamento.

2. INJEÇÕES

O protocolo médico baseia-se em ciclos de 2 injeções de colagenase e 6 semanas de remodelação com dispositivo de tracção peniana. O número de ciclos é de 2 a 4, o que dependerá da sugestão do urologista.

3. REMODELAÇÃO

Andropeyronie® é usado durante 6 horas diárias com repouso a cada 2 horas. Fixa-se facilmente no pénis e pode ser usado ao caminhar, sentar-se, etc.

AGORA VOCÊ PODE REDUZIR A CURVATURA PENIANA USANDO O MÉTODO COMBINADO DE INJEÇÕES DE COLAGENASE COM ANDROPEYRONIE

Pergunte a esta clínica sobre a
terapia combinada

andro  peyronie®

www.andropeyronie.com

Andropeyronie® reduz a curvatura peniana e restaura o comprimento perdido na doença de Peyronie, melhorando a função sexual. É um método seguro e fácil de usar.

Andropeyronie® é aprovado para a saúde e testado clinicamente. O aparelho utiliza uma banda para lhe dar mais conforto, e uma tecnologia para tratar todos os tipos de curvaturas. É um dispositivo patenteado com 1 milhão de usuários satisfeitos.



**TRATAMENTO COMBINADO
COM UMA CORRECÇÃO DE
MAIS DE 80%**