

AMERİKAN ÜROLOJİ BİRLİĞİ TARAFINDAN TAVSİYE EDİLMEKTEDİR

Tıbbi dernekler, Peyronie hastalığının, yeniden modelleme tekniği olarak penis traksiyon cihazı ile birlikte kollajenaz kullanarak tedavi edilmesini önermektedir. Araştırmalar şunu ortaya koyuyor: “Penis traksiyon tedavisi, Peyronie hastalığının akut fazında, penis eğriliğinin azaltılması, ağrıların hafifletilmesi ve cinsel fonksiyondaki iyileşme açısından etkili bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır.”

PEYRONIE HASTALIĞINI ETKİLİ BİR ŞEKİLDE TEDAVİ ETMEK İSTER MİSİNİZ?



KOLLAJENAZ VE ANDROPEYRONIE KOMBİNE EDİLMİŞ TEDAVİ

Andropeyronie®, penise günde birkaç saat boyunca hafif bir itme kuvveti uygulayan bir penis traksiyon cihazıdır (PTD). Eğriliğin tersi yönünde bir kuvvet uygulayacak şekilde tasarlanmıştır. Rahat ve görünmeyecek şekilde takılabilir. Clostridium histolyticum (CCH) kollajenazı, fibroz plağını azaltmak için penise enjekte edilen bir enzimdir.

PTD



6 w



6 w



6 w

1.TANI

Belirgin bir plak ve en az 30 derecelik eğrilik deformasyonu olan Peyronie hastalığından mustarip yetişkin erkeklerin tedavisi için endikedir. Eğrilik türünüz ve tedavinin uygunluğu konusunda mutlaka doktorunuza danışın.

2.ENJEKSİYON

Tıbbi protokol, 2 kollajenaz enjeksiyonu ve penis traksiyon cihazı ile 6 haftalık yeniden modelleme döngüsüne dayanmaktadır. Döngü sayısı, üroloğun tavsiyesine bağlı olarak 2 ilâ 4 arasındadır.

3.YENİDEN MODELLEME

Andropeyronie® günde 6 saat, her 2 saatte bir dinlenme şeklinde kullanılır. Penise kolayca yerleştirilir ve yürürken, otururken vs. kullanılabilir.

ARTIK, ANDROPEYRONIE ILE BIRLIKTE KULLANILAN KOLLAJENAZ ENJEKSİYONU YÖNTEMİNİ KULLANARAK PENİS EĞRİLİĞİNİ AZALTABİLİRSİNİZ.

Kombine tedavi hakkında
kliniğe danışın

andropeyronie®

www.andropeyronie.com

Andropeyronie®, penis eğriliğini oranında azaltır ve Peyronie hastalığı nedeniyle kaybedilen uzunluğu eski haline getirerek cinsel işlevi iyileştirir. Güvenli ve kullanımı kolay bir yöntemdir.

Andropeyronie®, sağlık otoriteleri tarafından onaylanmıştır ve klinik olarak test edilmiştir. Cihaz daha fazla konfor sağlamak için bir bant ve her türlü eğriliği tedavi etmek için benzersiz bir teknoloji kullanmaktadır. 1 milyondan fazla memnun kullanıcısıyla patentli bir cihazdır.



**%80'DEN FAZLA
İYİLEŞTİRME SAĞLAYAN
KOMBİNE TEDAVİ**