

Mascarilla quirúrgica
Tipo IIR (BFE \geq 98%)



Mascarilla quirúrgica Tipo IIR (BFE \geq 98%) Black



Información técnica

Tipología: Mascarilla quirúrgica (Tipo IIR)

Modelo: 175 mm x 94 mm

Estándar: EN 14683-2019 + AC:2019

Tamaño: 175 mm x 94 mm

Eficacia de filtración bacteriana: \geq 98%

Prestaciones:


Tipo IIR: calidad máxima para quirúrgicas

Resistente a salpicaduras

Estructura: cuerpo de la máscara, pinza nasal
y agarre de la máscara

Caducidad: 24 meses

Aviso de alergia: Textil no tejido



Instrucciones para ponerse la mascarilla

1. Con el logo hacia fuera, coloque la mascarilla sobre la nariz y la boca. A continuación, pase las cintas por detrás de las orejas.
2. Presione suavemente el clip nasal para adaptarlo a la nariz.
3. Tire de la parte inferior de la mascarilla para que quede por debajo de la barbilla y compruebe el ajuste.



Información importante

- Material hipoalergénico, polipropileno y resistente al agua incluyendo la pinza nasal flexible.
- Informe de Ensayos CE emitido por TÜV SÜD.
- Condiciones de conservación: Almacenar en lugar con relativa baja humedad, libre de gases corrosivos, bien ventilado y evitando altas temperaturas ($>40^{\circ}\text{C}$).



Mascarilla quirúrgica
Tipo IIR (BFE \geq 98%)



Mascarilla quirúrgica Tipo IIR (BFE \geq 98%) Black



Mascarilla quirúrgica
Tipo IIR (BFE \geq 98%)



Mascarilla quirúrgica Tipo IIR (BFE \geq 98%) Black



CARACTERÍSTICAS	ESTÁNDAR	RESULTADOS
Bacterial Filtration Efficiency (BFE)	EN 14683:2019+AC:2019	BFE > 99,4%
Presión diferencial (ΔP)	EN 14683:2019+AC:2019	$\Delta P < 32,4 \text{ Pa/cm}^2$
Limpieza Microbiana	EN 14683:2019+AC:2019	CFU/g < 20
Penetración de sangre sintética	ISO 22609:2004	No detectada

Características bolsa 10 uds

Cantidad: 10 uds/bolsa

Dimensión: 240 x 135 x 23 mm

Peso: 36 g

Características de la caja

Cantidad: 100 bolsas/caja

Total cantidad: 1000 unidades

Dimensión: 540 x 420 x 290 mm

Peso: 5,5 kg

SKU: MASK-ST-00038.0010

