

BFRトレーニングベルト修理依頼書

BFRトレーニングベルトには生ゴムが使用されているため、経年劣化が生じます。使用・保管状況により異なりますが、3～5年ほどでゴムの弾力が失われ、使用時に適切に伸びなくなる恐れがあります。その場合、過度な止血状態を招く可能性があり大変危険です。保管場所は、高温多湿を避けてください。

※状態によっては修理ができない場合がございます。

※検品後、お見積りをお送りいたします。

本ドキュメントに必要事項をご記入の上、プリントアウトしてベルトに同封し、当協会までご送付ください。

- ・ベルトの種類 オリジナル／ノンスリップ／Air（空圧式）
- ・ベルトのサイズ S／M／L
- ・カラー 黒／赤／ピンク／黄色（その他）
- ・脚（右）の本数 本
- ・脚（左）の本数 本
- ・腕（右）の本数 本
- ・腕（左）の本数 本

※オリジナルに関しては左右はございません

- ・不具合の箇所を詳細に書いて送ってください。

複数のベルトを送っていただくときには、わかりやすいようにタグなどをつけていただけると助かります。

ベルトの送り先

BFRトレーナーズ協会

住所：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-29-12 北参道ダイヤモンドパレス802

TEL：03-6804-5212

以上