

Produits de soulagement de plaies



de pression PCR P®

Division Médi-Care de CASA C.S. Inc.



Coussinet et coussinet absorbant



Plein matelas avec élastique aux 4 coins



Coussin de chaise



Taie d'oreiller

PRODUITS DE SOULAGEMENT DE PLAIES DE PRESSION PCR P® - LA PLUS RÉCENTE SOLUTION POUR ÉLIMINER LES PLAIES DE PRESSION

La façon nouvelle, simple et économique pour prévenir et guérir les plaies de pression. Les milliers de fibres de polyester de chaque épaisseur combinée, épousent les formes naturelles du corps à la fois en position couchée et assise, offrant ainsi un soulagement de la pression. En outre, les tests de perméabilité à l'air ont conclu qu'une moyenne de 170 centimètres cube d'air peuvent circuler à travers chaque centimètre carré de surface, prouvant que ce produit simple est hautement efficace pour maintenir l'utilisateur au frais. L'évaluation clinique du Dr. Steve Young atteste que tous les patients ont affirmé que les produits de soulagement des plaies de pression PCR P® procuraient une sensation de fraîcheur et favorisaient ainsi un meilleur sommeil comparativement à un produit à air.



AVANTAGES:

- * Aide à la guérison des stades de plaies 2, 3 et 4 dans les 4 semaines au cours d'essais cliniques.
- * Une étude clinique récente sur 6 patients (*Évaluation clinique disponible sur notre site internet*) a démontré l'amélioration de la circulation sanguine en maintenant les tissus sains et en santé.
- * Éprouvé pour réduire la température corporelle
- * Pas de pompe, pas d'électricité ou puissance nécessaire, aucun ajustement requis.
- * Léger et résistant à l'usure, le tissu 3D en attente de brevet mondial est fabriqué au Québec, Canada. Les fibres de polyester à l'intérieur fonctionnent de manière à réaliser un cisaillement minimal. Lavable à la machine à 80C degrés, il peut aussi être blanchi pour éviter les infections croisées.
- * Produits résistants à l'abrasion
- * Facilement transportable (ex: coussinet 2-Épaisseur pliable en 40cm x 25cm x 10cm, pesant 900g) .

QUELLES COMPLICATIONS PEUVENT CAUSER DES PLAIES DE PRESSION?

- * Peuvent être mortelles
- * L'infection peut se propager dans le sang, le coeur et les os
- * Peuvent entraîner des amputations
- * Peuvent prolonger l'alitement
- * Peuvent provoquer la dysrflexie autonome

MISE EN GARDE considérant les circonstances particulières à l'utilisation de ces produits, les normes médicales doivent être suivies en tout temps. Ces produits ne sont pas destinés à remplacer toute procédure ou protocole mis en place pour les plaies de pression. Pour une protection supplémentaires en position assise, nous recommandons de toujours placer le produit sur un fauteuil à base de mousse (ex: sofa, canapé, etc...).

Pour des raisons d'hygiène personnelle et afin d'éviter les infections croisées pouvant se transmettre d'une personne à l'autre, nous ne sommes pas en mesure d'accepter un retour de produit déjà ouvert et/ou utilisé.

GARANTIE sous condition d'utilisation normale, nos produits sont garantis contre tout défaut de matériau ou de fabrication pour une période de deux (2) ans.

PCR P® pour PRÉVENIR & éliminer le velopper des plaies de pression

PLEIN MATELAS AVEC ÉLASTIQUE AUX 4 COINS: (36x78po, 91x198cm)
PCR P3678A-1 1-Épaisseur de tissu 3D avec doublure en polyvinyle

COUSSINET ET COUSSINET ABSORBANT: (25x36po, 63x91cm)

PCR P2536-2 2-Épaisseur de tissu 3D
PCR P2536S-1 1-Épaisseur de tissu 3D + 1-Épaisseur d'absorbant avec une doublure en polyvinyle

TAIE D'OREILLER: (2 grandeurs)

PCR P1825-1 1-Épaisseur de tissu 3D (18x25po, 46x63cm)
PCR P2127-1 1-Épaisseur de tissu 3D (21x27po, 53x68cm)

Produits PCR P® pour GUÉRIR les plaies de pression

PLEIN MATELAS AVEC ÉLASTIQUE AUX 4 COINS: (36x78po, 91x198cm)
PCR P3678A-2 2-Épaisseur de tissu 3D avec doublure en polyvinyle
PCR P3678A-3 3-Épaisseur de tissu 3D avec doublure en polyvinyle
PCR P3678A-4 4-Épaisseur de tissu 3D avec doublure en polyvinyle
Chaque plein matelas peut être fabriqué en modèle contour avec autour, une bande ajustée de spandex épousant parfaitement le matelas

COUSSINET: (30x38po, 76x96cm)

PCR P3038L-2 2-Épaisseur de tissu 3D avec doublure en polyvinyle
PCR P3038L-3 3-Épaisseur de tissu 3D avec doublure en polyvinyle
PCR P3038L-4 4-Épaisseur de tissu 3D avec doublure en polyvinyle
Chaque coussinet peut être fabriqué avec des ailes de chaque côté qui se rabattent sous le matelas pour bien le tenir en place

COUSSIN DE CHAISE + DOUBLURE ANTIDÉRAPANTE: (4 grandeurs)

PCR P1816C-8 8-Épaisseur de tissu 3D (18x16po, 46x41cm)
PCR P2016C-8 8-Épaisseur de tissu 3D (20x16po, 51x41cm)
PCR P2018C-8 8-Épaisseur de tissu 3D (20x18po, 51x46cm)
PCR P2220C-8 8-Épaisseur de tissu 3D (22x20po, 56x51cm)

TAIE D'OREILLER: (2 grandeurs)

PCR P1825P-1 1-Épaisseur de tissu 3D avec doublure en polyvinyle (18x25po, 46x63cm)
PCR P2127P-1 1-Épaisseur de tissu 3D avec doublure en polyvinyle

Simple et facile pour **prévenir** et **guérir** les plaies de pression



CASA C.S. Inc.

9850, Ray Lawson,

Montréal, Québec, H1J 1L1

Tél: (514) 815-6877

Sans frais: 1-844-900-(PCR P)7277

Téléc.: (514) 352-3563

pcrpproducts@gmail.com

www.pcrp-products.com



Pour plus d'informations sur tous nos produits PCR P® visitez notre site internet au:

www.pcrp-products.com