

## COUSSIN DE CHAISE PCRP® 8-ÉPAISSEUR DE TISSU 3D

### CARACTÉRISTIQUES DU COUSSIN DE CHAISE PCRP®:

- 8-Épaisseur de tissu 3D: 100% Polyester
- 1-Épaisseur de doublure: Avec une doublure antidérapante 100% Polyester
- Lavabilité: Lavable à la machine  
Eau de javel peut être utilisée  
Séchage à température moyenne
- Particularités du tissu 3D: Antibactérien, antifongique et ignifuge
- Particularités de l'antidérapant: Ignifuge, anti moisissure, antifongique, antibactérien, haute résistance à la déchirure et à la traction
- Épaisseur: 1.20 pouces (30 mm)




### LE COUSSIN DE CHAISE PCRP® EST DISPONIBLE EN 8-EPAISSEUR AVEC ANTIDERAPANT:

- Style: PCRP1816C-8 Coussin de chaise 18 x 16 pouces (46 x 41 cm)
- Style: PCRP2016C-8 Coussin de chaise 20 x 16 pouces (51 x 41 cm)
- Style: PCRP1818C-8 Coussin de chaise 18 x 18 pouces (46 x 46 cm)
- Style: PCRP2018C-8 Coussin de chaise 20 x 18 pouces (51 x 46 cm)
- Style: PCRP2220C-8 Coussin de chaise 22 x 20 pouces (56 x 51 cm)

### AIDE À LA PRÉVENTION ET À LA GUÉRISON DE TOUS LES STADES DE PLAIES DE PRESSION

#### AIDE À COMBATTRE LES FACTEURS DE RISQUE DES PLAIES DE PRESSION




Pression Cisaillement Friction Humidité

### CARTOGRAPHIE DE PRESSION DU COUSSIN DE CHAISE:

- Image isométrique d'un homme au milieu de la quarantaine, ayant une structure osseuse normale et étant dans la position assise

- Poids: 181 livres (82 kilos)

SANS le coussin de chaise PCRP



AVEC le coussin de chaise PCRP

