



Produits thérapeutiques de soulagement de plaies de pression PCRP®

Division Médi-Care de CASA C.S. Inc.



PLEINS MATELAS



COUSSINETS



COUSSINS DE CHAISE



TAIES D'OREILLER

Simple et facile pour **prévenir** et **guérir** les plaies de pression



CASA C.S. Inc.
Montréal, Québec

Tél: (514) 815-6877

Sans frais: 1-844-900-(PCRP)7277

Télec.: (514) 352-3563

info@pcrp-products.com


www.pcrp-products.com



Produits thérapeutiques de soulagement de plaies de pression PCRP® - La plus récente solution pour éliminer les plaies de pression

La façon nouvelle, simple et économique pour prévenir, traiter et guérir les plaies de pression. Les milliers de fibres de polyester de chaque épaisseur combinée, épousent les formes naturelles du corps à la fois en position couchée et assise, offrant ainsi un soulagement de la pression. En outre, les tests de perméabilité à l'air ont conclu qu'une moyenne de 170 centimètres cube d'air peuvent circuler à travers chaque centimètre carré de surface, prouvant que ce produit simple est hautement efficace pour maintenir l'utilisateur au frais. L'évaluation clinique du Dr. Steve Young atteste que tous les patients ont affirmé que les produits de soulagement des plaies de pression PCRP® procuraient une sensation de fraîcheur et favorisaient ainsi un meilleur sommeil comparativement à un produit à air.

Vue agrandie d'un coussinet 1-Épaisseur de tissu 3D



Avantages des produits PCRP®

- * Cliniquement prouvés pour aider à la guérison des stades 2, 3 et 4 de plaies de pression
- * Une étude clinique sur 6 patients a démontré l'amélioration de la circulation sanguine en maintenant les tissus sains et en santé (Évaluation clinique disponible sur notre site internet)
- * Éprouvé pour réduire la température corporelle
- * Léger et résistant à l'usure, le tissu 3D en attente de brevet mondial est fabriqué au Québec, Canada. Les fibres de polyester à l'intérieur fonctionnent de manière à réaliser un cisaillement minimal.
- * Résistants à l'abrasion, ils sont aussi antibactériens, antifongiques et ignifuges.
- * Tous lavables à la machine, ils peuvent aussi être blanchis pour éviter les infections croisées.
- * Pas de pompe, pas d'électricité ou puissance nécessaire, aucun ajustement requis.
- * Facilement transportable (ex: coussinet 2-Épaisseur pliable en 40cm x 25cm x 10cm, pesant 900g).

Quelles complications peuvent causer des plaies de pression?

- * Peuvent être mortelles
- * L'infection peut se propager dans le sang, le coeur et les os
- * Peuvent entraîner des amputations
- * Peuvent prolonger l'alitement
- * Peuvent provoquer la dysrèflexie autonome

MISE EN GARDE - Considérant les circonstances particulières à l'utilisation de ces produits, les normes médicales doivent être suivies en tout temps. Ces produits ne sont pas destinés à remplacer toute procédure ou protocole mis en place pour les plaies de pression. Pour une protection supplémentaires en position assise, nous recommandons de toujours placer le produit sur un fauteuil à base de mousse (ex: sofa, canapé, etc...).

Pour des raisons d'hygiène personnelle et afin d'éviter les infections croisées pouvant se transmettre d'une personne à l'autre, nous ne sommes pas en mesure d'accepter un retour de produit déjà ouvert et/ou utilisé.

GARANTIE - Sous condition d'utilisation normale, nos produits sont garantis contre tout défaut de matériau ou de fabrication pour une période de deux ans.

Produits thérapeutiques PCRP® pour **PRÉVENIR** & éliminer le risque de développer des plaies de pression



PLEIN MATELAS PRÉVENTIF PCRP®

1-Épaisseur de tissu 3D avec doublure en polyvinyle et élastique aux 4 coins



COUSSINET PRÉVENTIF PCRP®

2-Épaisseur de tissu 3D



COUSSINET ABSORBANT PRÉVENTIF PCRP®

1-Épaisseur de tissu 3D + 1-Épaisseur d'absorbant avec doublure en polyvinyle



TAIES D'OREILLER PRÉVENTIVES PCRP®

1-Épaisseur de tissu 3D

Produits thérapeutiques PCRP® pour **TRAITER** & **GUÉRIR** les plaies de pression




PLEIN MATELAS CURATIFS PCRP®

2, 3 ou 4-Épaisseur de tissu 3D avec doublure en polyvinyle et élastique aux 4 coins



COUSSINETS CURATIFS PCRP®

2, 3 ou 4-Épaisseur de tissu 3D avec doublure en polyvinyle



COUSSINS DE CHAISE PCRP®

6-Épaisseur de tissu 3D ou 8-Épaisseur de tissu 3D avec doublure anti-dérapante



TAIES D'OREILLER CURATIVES PCRP®

1-Épaisseur de tissu 3D avec doublure en polyvinyle

Achetez nos produits PCRP®
directement en ligne au
www.pcrproducts.ca