HM3

EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
by CIIASA

Lampara de Chicote




Servicio y Calidad Total

★★★★★
USO INSTITUCIONAL

-Alta Durabilidad









Lámpara de chicote

- Pantalla de aluminio acabado pulido espejo Ø20 cm
- Tubo flexible de 25 cm de largo acabado cromo
- Apagador en cable
- Socket de porcelana
- Cable de alimentación TW 16 AWG con clavija moldeada polarizada
- Extensión de tubo de acero acabado cromo con fijación por medio de perilla opresora

Base triple tubular cromada

- Tres apoyos de acero de 38 mm por lado con 1.2 mm de espesor
- Rodaja plana de hule termo plástico de Ø50 mm

Medidas
Diámetro de la base: 52 cm
Alto: 155 cm a 195 cm
Peso: 3.2 Kg

Base quíntuple nylon

- Cinco apoyos de nylon
- Rodaja de nylon tipo yoyo de Ø50 mm

Medidas
Diámetro de la base: 62 cm
Alto: 155 cm a 195 cm
Peso: 3.7 Kg

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO Beracah MEDICA

HECHO EN MÉXICO

ventas@beracahmedica.mx

beracahmedica.mx